

Produkt Databled

Øretube ALLSPEC HEINE

REF: B-001.11.500



Tryckt: 17.8.2016

REF	Størrelse	
B-000.11.137	4mm	
B-000.11.138	2,5mm	
Material:		
Egenskaper:		HEINE AllSpec® 4mm engangs øretuber for undersøkning av voksne og HEINE AllSpec® 2,5mm engangs øretuber for undersøkning av barn. Tubene er pakket i refillposer av 50 stk. AllSpec har perfekt passform til følgende otoskop: BETA 200® F.O. , K 180® F.O. samt alle otoskop i mini3000®-serien. Allspec øretuber passer også eldre otoskopmodeller som mini2000® serien og alpha+ samt kan også brukes på mange otoskop fra andre produsenter enn HEINE. Bruk dem sammen med otoskop BETA 100® og K 100® krever tube-adapter (B-000.11.306) HEINE AllSpec® øretuber har alltid avrundede kanter og tubene sprekker aldri når de festes på otoskopet. Refill-forpakningen på 50 tuber gjør det meget enkelt å fylle den veggmonterte AllSpec® tube-dispenseren (B-000.11.148).
Sterilt produkt:		Nei
MBA (minste salgsenhet)/stk:		50
Avdelingsforpakning/stk:		50
Transportkartong/stk:		10 000