

Produkt Datablad

Otoskopset mini 3000 F.O. HEINE

REF: D-851.10.021



Tryckt: 25.4.2016

REF	
D-851.10.021	
Material:	
Egenskaper:	HEINE mini 3000® F.O. Otoskop er et høykvalitativt instrument i lommeformat perfekt for mobilt bruk. Det leveres komplett i et hardt etui med et mini 3000 batterihåndtak inkludert batterier (2x AA/LR6), 4 stykk flergangs øretuber (2,4mm-5,0mm) samt 5 Allspec engangstuber i hver størrelse (2.5mm och 4mm). HEINE mini 3000® F.O. Otoskop kan brukes sammen med HEINE AllSpec® engangstuber. Den integrerte on/off knappen er garantert å klare minst 20.000 sykler. mini 3000 håndtaket kan brukes med andre HEINE mini 3000® instrumenter. Alle mini 3000 instrument kan også oppgraderes til oppladbar versjon gjennom å bestille HEINE mini NT® bordlader (X-001.99.484), et oppladbart batteri (X-001.99.487) og nytt bunnlokk (X-001.99.488).
Steril produkt:	Nei
MBA (minste salgsenhet) /stk:	1