

Produkt Datablad

Otoskopsett Mini 3000 HEINE

REF: D-886.11.021



Tryckt: 10.9.2016

REF	
D-886.11.021	
	
Material:	
Egenskaper:	<p>HEINE mini 3000® F.O. LED Otoskop/ LED Oftalmoskopsett er høykvalitative instrumentert i lommeformat med naturlig LED HQ lys (4000K, CRI 95, R9 > 95) for mobilt bruk. Instrumentene leveres komplett i et hardt etui med to mini 3000 batterihåndtak inklusiv batterier (2x AA/LR6), 4 stykk flergangs øretuber (2,4mm-5,0mm) samt 5 Allspec engangs øretuber i hver størrelse (2.5mm og 4mm). Dioptrier fra -20D til +20D. Aperturer: Stor sirkel, liten sirkel, fiksasjonsstjerne, halvmåne och grønnfilter for økt kontrast mellom blodkar og retina.</p> <p>LED:n i instrumentene er utstyrt med et varnehåndteringssystem som sikrer at den høye lysstyrken, homogeniteten og fargegjevingen oppretthålles hele den, i prinsipp, ubegrensede livslengden (50000 timer i drift). Den innebygde funksjonsindikatoren viser via forandringer i lysstyrke batterienes status hver gang instrumentet slås på. Drifttiden er 6 timer med full lysstyrke, deretter 4 timer med langsomt avtagende lysstyrke – såkalt fade-out funksjon. HEINE LED HQ - Rett lyskvalitet hele livslengden, ikke noe pærebytte, inget vedlikehold, færre batteribytter.</p> <p>mini 3000 håndtak kan brukes med andre HEINE mini 3000® instrumenter. Alle mini 3000 instrumenter kan også oppgraderes til oppladbar versjon ved å bestille HEINE mini NT® bordslader (X-001.99.484), et oppladbart batteri (X-001.99.487) og nytt bunnlokk (X-001.99.488).</p>
Sterilt produkt:	Nei
MBA (minste salgsenhet/stk):	1
Avdelningsforpakning/stk:	1