

Product Data Sheet

Lampa EL 3 LED HEINE

REF: J-008.27.014



Tryckt: 4.8.2016

REF	
J-008.27.014	
Material:	
Egenskaper:	HEINE EL 3 LED® Undersökningslampa levererad komplett med rullstativ. EL 3 LED är utrustad med LED HQ teknik vilket ger korrekt färgåtergivning (CRI>90 av 100), stark och verkligen homogen belysning (>42,000 lux vid 30cm / >350 lumen) och enkel enhandsanvändning. EL 3 LED är underhållsfri och garanteras lysa med oförändrad ljuskvalité i minst 5 år (upp till 30 000 timmar). Kompakt design. Det kompakta lamphuvudet (ca 60 mm) ger en näst intill koaxial belysning. Ljuset når dit man behöver det oavsett undersökningssituation. Hygien. Det hermetiskt tillslutna höljet tillåter snabb och effektiv rengöring och desinficering.
Steril produkt:	Nej
Hållbarhetstid:	Minst 5 år/upp till 30 000 h
MBA/st:	1
Avdelningsförpackning/st:	1
Transportlåda/st:	