

HemoCue® Cleaner

HemoCue Cleaner brukes til rengjøring av optronikkenheten på alle HemoCues Hb-glokose og albuminfotomere. Rengjøringsspatelen er laget av et fiberfritt materiale som er høyabsorberende og fuktet med en rengjøringsløsning. Den vasker effektivt rent optronikkenheten ved å absorbere blodet uten å flekke til linsen.

Materiale: Svampen er fremstilt av polyuretan og fuktet med en rengjøringsløsning. Den er kledd med mikrofiber MiraWipe®

Forpakning: 5 stk enstyksforpakkede i aluminiumfolie.

For ytterligere produktinformasjon, se vår hjemmeside hemocue.se.

