

Vaginal Speculum

PELIspec

*Innebygd sikkerhet forhindrer sprekkdannelse

*Finnes med eller uten lås

*Gjennomsiktig for maksimal synlighet

*Lateksfri

* 25st/fp

Art.nr	Varebetegnelse
400106	PELIspec - Medium med lås
400107	PELIspec - Medium lang med lås
400105	PELIspec - Small med lås
400091	PELIspec - Virgin med lås
400108	PELIspec - Bred med lås
400100	PELIspec - Small uten lås
400101	PELIspec - Medium uten lås
400102	PELIspec - Medium Lang uten lås

