

i-CHROMA® CRP

kostnadseffektiv CRP-analyse



- Lite prøvevolum
- Vidt måleområde
- Brukervennlig prosedyre
- Rask analysering
- Kostnadseffektiv
- God presisjon og nøyaktighet
- SKUP evaluert

Med i-CHROMA kan du analysere dine CRP tester raskt og effektivt. Både kapillærblod, venøst fullblod eller serum/plasma kan brukes som prøvemateriale og prøvevolum er kun 10 µL.

i-CHROMA CRP har et av de videste måleområder av alle CRP instrumenter for pasientnær analysering på markedet, 3-300 mg/L uten fortynning. Analysetiden er 2 minutter.

i-CHROMA CRP har meget enkel og brukervennlig prosedyre, samt god presisjon og nøyaktighet. Reagensene kommer i kit å 25 singelpakkede tester og er holdbare i romtemperatur i 1 mnd. Holdbarhet i kjøleskapet er frem til utløpsdato som er 20 mnd fra produksjonsdato.

i-CHROMA avleser er et multianalyseinstrument. Det er mulig å analysere flere analyser på i-CHROMA, bla. hsCRP og PSA. i-CHROMA hsCRP utføres på samme måte som vanlig CRP, men måleområdet er 0,1-10 mg/L. i-CHROMA PSA har måleområde fra 0,2-100 ng/mL. Alle metodene er basert på immunologisk fluoresensmetode. i-CHROMA CRP er SKUP evaluert med gode resultater.

TEKNISKE DATA

Måleområde:	3-300 mg/L
Prøvemateriale:	Fullblod, serum, plasma
Prøvevolum:	10 µL
Analysetid:	2 min
Metode:	Immunologisk fluoresensmetode
Strømforsyning:	100-240V AC
Bølgelenge:	637 nm
Interface:	RS232
Minne:	100 resultater
Størrelse:	18,5 x 8 x 25 cm
Vekt:	2 kg

Art.nr.	Artikkel	Ant. pr.pk.
FR203	Avleser i-CHROMA CRP	1
FR203 CRP/25	CRP 25 test kompl. i-CHROMA	25
CFPO-2	Kontroll CRP i-CHROMA	1
FR200PRI	Skriver i-CHROMA	1