



Simonsens Art.nr	Förpackning inner/ytter	Reflotron	Analys på:
202056	30	Kolesterol	Helblod, serum eller plasma
202070	30	HDL Kolesterol	Plasma
202071	30	Triglycerider	Helblod, serum eller plasma
202074	2 x 15	Glukos	Helblod, serum eller plasma
202077	30	Hemoglobin	Helblod
202078	30	ASAT	Helblod, serum eller plasma, Utgått
202083	30	ALAT	Helblod, serum eller plasma
202088	30	GCT	Helblod, serum eller plasma
202090	30	Bilirubin	Helblod, serum eller plasma
202091	30	Kreatinin	Helblod, serum eller plasma
272018	15	Urea	Helblodm serum eller plasma
272016	15	CK	Helblod, serum eller plasma
272017	30	Urat	Helblod, serum eller plasma
210296	15	Amalys	Helblod, serum eller plasma
	30	Pancreas Amylas	Helblod, serum eller plasma Finns ej
	30	Kalium	Serum eller plasma Finns ej
272015	30	Alkalisk fosfatas	Helblod, serum eller plasma



Reflotronapparat + tillbehör till apparaten:

Simonsens Art.nr	Material Storlek	Förpackning inner/ytter	Typ
270322		1 st	Reflotron Plus
		1 st	Reflotron Sprint Finns ej
202092		1 st	Reflotronpipett
270347		1 st	Applikator till reflotron
270346		1 st	Adapter till applikator
		1 st	Barodeläsare Finns ej
210300		1000 st	Gula spetsar
202098		5 x 100 st	Kapillärrör med lithiumheparin
	R1 och R2	5 rullar	Printerpapper Finns ej
202106	R4 och sprint	1 rulle	Printerpapper
202104		1 st	Färgband