

MiniMax[®] Barnesondenæring

Energirik sondenæring/næringsdrikk laget på økologisk melk og fløte

MiniMax Barnesondenæring er en næringsmessig fullverdig sondenæring/næringsdrikk med mild og nøytral smak, tilpasset barn fra 6 måneder.

MiniMax Barnesondenæring har en mild og nøytral smak. Den er dessuten litt tyktflytende i konsistensen for å redusere risiko for brekninger hos små barn.

- Laget på melk og fløte – for mild og nøytral smak
- Proteinet består av 48 % myse – for å avhjelpe mage-sekktømmingen og bidra til god toleranse ¹⁻³
- Stivelse fra maismel – gir noe tykkere konsistens for å redusere risikoen for brekninger hos små barn

BRUKSOMRÅDE

MiniMax Barnesondenæring er tilpasset barn fra 6 måneder og egnet for barn med økt energibehov, ved underernæring eller annen vekstproblematikk. Brukes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

Barnesondenæringen er egnet som eneste næringskilde og kan gis på flaske, kopp eller via sonde. For barn som drikker fra flaske eller kopp går det fint å smakstilsette med f.eks. bær eller sjokoladepulver. Den egner seg også godt til matlagning som f.eks. pannekake eller grøt. Ristes før bruk.



For helsepersonell

OPPBEVARING

Uåpnet flaske oppbevares tørt og kjølig. Åpnet flaske skal lukkes og oppbevares i kjøleskap og brukes innen ett døgn.

MiniMax Barnesondenæring er et næringsmiddel for spesielle medisinske formål og kan foreskrives på blå resept.

NÆRINGSINNHold per 100 ml

Energi	120 kcal (500 kJ)
Fett	50 E% eller 6,6 g fra palme-, raps-, solsikkeolje og fløte
Karbohydrat	39 E% eller 11,8 g fra maltodekstrin, maismel og laktose
Protein	11 E% eller 3,2 g fra skummet melk, fløte og myseprotein
Laktose	3,0 g

Referanser: ¹Khoshoo V et al. Incidence of gastroesophageal reflux with whey- and casein-based formulas in infants and in children with severe neurological impairment. J ped Gastroent Nutr 1996;22:48-55. ²Fried MD et al. Decrease in gastric emptying time and episodes of regurgitation in children with spastic quadriplegia fed whey-based formula. J Ped 1992;120:569-572. ³Khoshoo V and Brown S. Gastric emptying of two whey-based formulas of different energy density and its clinical implication in children with volume intolerance. Eur J Clin Nutr. 2002;56:656-658.



NestléHealthScience



INGREDIENSER

Skummet melk, vann, maltodekstrin, vegetabiliske oljer (palme-, raps-, solsikke-), fløte (3,7% fra melk), maisstivelse, myseprotein (melk), **mineraler** (kalsium-sitrat, natriumsitrat, natriumklorid, kalsiumfosfat, magnesiumklorid, kalsiumhydroksid, jernsulfat, sink-sulfat, kobbersulfat, mangansulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenitt, kromklorid), emulgeringsmiddel (soyalecitin), **vitaminer** (C, niacin, B₅, A, B₁, B₆, D, K, folsyre, biotin), taurin, antioksidasjonsmiddel (E 304).

BESTILLINGER

MiniMax Barnesondenæring kan kjøpes på apoteket, hos bandagist eller leverandør av medisinsk forbruksmateriell. Grossister bestiller hos: Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: +46 76 119 98 94 / +46 76 119 98 62,
Fax: +46 8 531 846 07

Smak	Forpakning	Best.nr	Varenr.
Nøytral	2x200 ml	90 04 00	97 03 47

MiniMax Barnesondenæring er pakket i 2x200ml og kommer i eske på 12 stk (2x200ml).

NÆRINGSINNHold per 100 ml

Energi	kcal	120
	kJ	500
Fett (50 E%)	g	6,6
- hvorav mettet fett	g	2,4
- hvorav enumettet fett	g	2,7
- hvorav flerumettet fett	g	1,5
- hvorav linolsyre	g	1,2
- hvorav α-linolsyre	g	0,14
Forhold n6:n3		9:1
Karbohydrat (39 E%)	g	11,8
- hvorav sukkerarter	g	3,1
- hvorav laktose	g	3,0
Kostfiber	g	0
Protein (11 E%)	g	3,2
Vitaminer		
Vitamin A	µg	78
Vitamin D	µg	1,6
Vitamin K	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
Vitamin B ₁	mg	0,09
Vitamin B ₂	mg	0,15
Vitamin B ₆	mg	0,10
Niacin	mg (mg NE)	1,35 (2,3)
Folsyre	µg	13
Vitamin B ₁₂	µg	0,30
Pantotensyre	mg	0,60
Biotin	µg	2,5
Vitamin E	mg α-TE	0,95
Mineraler		
Natrium	mg	60
Klorid	mg	80
Kalium	mg	150
Kalsium	mg	90
Fosfor	mg	70
Magnesium	mg	10
Jern	mg	1,0
Sink	mg	0,80
Kobber	mg	0,11
Jod	µg	10
Selen	µg	3,5
Mangan	mg	0,07
Krom	µg	4,5
Molybden	µg	6,0
Fluorid	mg	0,08
Øvrige næringsstoffer		
Kolin	mg	11
Inositol	mg	6,0
Taurin	mg	8,0
L-karnitin	mg	1,5
Osmolaritet	mOsm/l	250
Vann	g/100 ml	83