

ISOSOURCE® JUNIOR MIX

Energirik sondenæring basert på ekte råvarer, spesialtilpasset for barn

Isosource Junior Mix er en sondenæring som etterligner vanlig mat i så stor grad som mulig. Protein og fiber kommer blant annet fra kylling, erter, bønner, fersken og appelsin – råvarer som magen gjenkjenner. Erfaring viser at en sondenæring basert på vanlig mat kan føre til forbedret toleranse.^{1,2}

BRUKSOMRÅDE

Isosource Junior Mix er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål og er ernæringsmessig fullverdig. Produktet er tilpasset for kostbehandling av barn med eller i risiko for underernæring. Brukes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Sondenæringen kan brukes som eneste næringskilde fra 1 års alder.

Flasken ristes før bruke.

DOSERING

Anbefalt daglig inntak er 500–1700 ml avhengig av barnets behov, eller etter anbefaling fra kvalifisert helsepersonell.

OPPBEVARING OG HENGETID

Uåpnet forpakning oppbevares svalt og tørt. Sammenkoblet med ernæringssett administreres sondenæringen innen 24 timer. Åpnet flaske oppbevares i kjøleskap, med korken på og skal brukes innen 24 timer.

NÆRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	117 kcal
Fett	39 E% eller 5,0 g
Karbohydrat	47 E% eller 14 g
Fiber	2 E% eller 1,0g
Protein	12 E% eller 3,6 g
Laktose	Lavt laktoseinnhold, <0,05 g
Gluten	Glutenfri

REFERANSER 1. Samela K, et al. Transition to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients in Pediatric Patients With Intestinal Failure. *Nutr Clin Pract.* 2017; 32(2):277–281. **2.** Hurt RT, et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. *Nutr Clin Pract.* 2015;30(6):824–829.



BASERT PÅ
EKTE RÅVARER

- 1,2 kcal/ml
- 38% av protein fra kylling, erter og grønne bønner
- 53% av fiber fra frukt og grønnsaker

NÆRINGSDEKLARASJON per 100 ml

Energi	kcal	117
	kJ	492
Fett (39 E%)	g	5,0
– hvorav mettet	g	1,6
– MCT	g	0,70
– hvorav enumettet	g	1,8
– hvorav flerumettet	g	1,1
– Ratio n-6:n-3		3,9:1
Karbohydrat (47 E%)	g	14
– hvorav sukkerarter	g	1,3
– hvorav laktose	g	<0,05
Fiber (2 E%)	g	1,0
Protein (12 E%)	g	3,6
MINERALER		
Natrium	mg	57
Kalium	mg	150
Klorid	mg	130
Kalsium	mg	115
Fosfor	mg	73
Magnesium	mg	19
Jern	mg	1,4
Sink	mg	0,70
Kobber	mg	0,08
Mangan	mg	0,16
Florid	mg	0,096
Selen	µg	4,1
Krom	µg	2,9
Molybden	µg	6,5
Jod	µg	12
VITAMINER		
Vitamin A	µg	60
Vitamin D	µg	1,7
Vitamin E	mg	1,4
Vitamin K	µg	7,2
Vitamin C	mg	5,2
Tiamin	mg	0,10
Riboflavin	mg	0,14
Niacin	mg NE	1,8
Vitamin B6	mg	0,14
Folsyre	µg	18
Vitamin B12	µg	0,24
Biotin	µg	2,4
Pantotensyre	mg	0,50
Osmolaritet	mOsm/l	280
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	340
Vann	g/100 ml	80

INGREDIENSER

Vann, maltodekstrin, vegetabiliske oljer, (raps, solsikke), **melkeproteiner**, kyllingkjøttpulver (2,2%), ferskenpuré (1,4%), fiber (ertefiber, fruktooligosakkarider, gummi arabicum, inulin), emulgeringsmiddel (E472c, E471), MCT-fett, ertepulver (0,7%), mineraler (kaliumfosfat, kalsiumklorid, kalsiumlaktat, kalsiumfosfat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumoksid, magnesiumsitrat, jernlaktat, sinkulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, kromklorid, natriumselenitt), konsentrert appelsinjuice (0,2%) pulver av grønne bønner (0,18%), **fiskeolje**, kolinbitartrat, vitaminer (C, niacin, E, pantotensyre, B6, riboflavin, tiamin, A, folsyre, K, biotin, D, B12) fortykningsmiddel (karragenan), taurin, L-karnitin, antioksidasjonsmiddel (E304). Glutenfri. UHT-behandlet. Pakket i beskyttende miljø.

BESTILLINGER

Isosource Junior Mix finnes tilgjengelig for bestilling fra og med april 2018.

SMÅK	FORPAKNING	VARENR.
Nøytral	12 x 500 ml	XX XX XX