

Häfta Scanpor Nonwoven, samt hållare
REF 42511, 42521, 42531, 42611,
42621, 42631, 42711, 42721, 42731,
42821, 2481, 2482, 2483

Sida 1 (3)

Version: 09.12.2014, rev 1

Tryckt 10.12.2014

REF	Storlek	Färg
42511	1,25cmx10m	beige
42521	2,5cmx10m	beige
42531	5,0cmx10m	beige
42611	1,25cmx10m	beige
42621	2,5cmx10m	beige
42631	5,0cmx10m	beige
42711	1,25cmx10m	beige
42721	2,5cmx10m	beige
42731	5,0cmx10m	beige
42811	1,25cmx10m	beige
42821	2,5cmx10m	beige
42831	5,0cmx10m	beige
2481	Hållare 1,25cm	orange
2482	Hållare 2,5cm	orange
2483	Hållare 5cm	orange



Omonterad hållare

[NATURAL LATEX FREE]

Råmaterial:

Häfta
Hållare

Rayon/polyester nonwoven, polyakrylathäftmassa
PE (polyeten)

REACH regulations:

Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).

Funktion:

Extra hudvänlig häfta på rulle för fixering av alla typer av bandage – speciellt på ömtåligt hud, som sårtejp, för att skydda mot UV-strålar, vid epikutantester mm.
Hållare säljs även separat och är då omonterad. (se bild)

Produkten marknadsförs i Sverige av::

OneMed Sverige AB
Adress: Box 50
401 20 Göteborg

www.onemed.se
Tel. 0770-111 115

ONEMED

Häfta Scanpor Nonwoven, samt hållare
REF 42511, 42521, 42531, 42611,
42621, 42631, 42711, 42721, 42731,
42821, 2481, 2482, 2483

Sida 2 (3)

Version: 09.12.2014, rev 1

Tryckt 10.12.2014

Förpackning:	REF	Storlek	Anm.	Fp	Afp rl	Tfp rl
	42511	1,25cmx10m	m hållare	st i ask	10	300
	42521	2,5cmx10m	m hållare	st i ask	10	300
	42531	5,0cmx10m	m hållare	st i ask	3	162
	42611	1,25cmx10m	m hållare	ask	24	480
	42621	2,5cmx10m	m hållare	ask	12	240
	42631	5,0cmx10m	m hållare	ask	6	120
	42711	1,25cmx10m	u hållare	ask	24	720
	42721	2,5cmx10m	u hållare	ask	12	180
	42731	5,0cmx10m	u hållare	ask	6	180
	42811	1,25cmx10m	u hållare	st i ask	10	100
	42821	2,5cmx10m	u hållare	st i ask	10	100
	42831	5,0cmx10m	u hållare	st i ask	3	30
	2481	Hållare 1,25cm		st	10	100
	2482	Hållare 2,5cm		st	10	100
	2483	Hållare 5cm		st	10	100
	42511-42531 är styckförpackade i ask, avdelningsförpackade på pappbricka med krympfilm. 42611-42631 är löst avdelningsförpackade i ask. 42711-42731 är löst avdelningsförpackade i ask. 42811-42831 är styckförpackade i ask, avdelningsförpackade på pappbricka med krympfilm.					
Försäljningsenhet:	Transportkartong					
Transportförpackning:	Papp					
I enlighet med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I					
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, tort utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.					
Avfallshantering:	Följ lokala instruktioner					

Produkten marknadsförs i Sverige av::

OneMed Sverige AB
Adress: Box 50
401 20 Göteborg

www.onemed.se
Tel. 0770-111 115



Häfta Scanpor Nonwoven, samt hållare
REF 42511, 42521, 42531, 42611,
42621, 42631, 42711, 42721, 42731,
42821, 2481, 2482, 2483

Sida 3 (3)

Version: 09.12.2014, rev 1

Tryckt 10.12.2014

Produkten marknadsförs i Sverige av::

OneMed Sverige AB
Adress: Box 50
401 20 Göteborg

www.onemed.se
Tel. 0770-111 115

The logo for OneMed, with 'ONE' in blue and 'MED' in green, both in a bold, sans-serif font.