

PRODUKT DATABLAD

082543

Søk

1,0



Varenr:	082543
Beskrivelse:	Kompress Gas 10cm 2 pkn
GTIN:	7034950825430
Utsalgsenhet:	STK
Pkn pr. krt:	50
Høyde (cm):	14
Bredde (cm):	13
Dybde (cm):	0,4
Opprinnelsesland:	Kina

TEKNISKE OPPLYSNINGER

Produktspesifikasjon:	Gas
Toksikologisk data:	Ikke relevant
Helsefare:	Ingen kjente.
Lagring:	For lengre lagring, over 6 mnd.: Lagres tørt, i romtemperatur (15°C - 25°C) og ikke i direkte sollys. Holdbarheten er 5 år under anbefalte forhold.
Tiltak ved destruksjon:	Kan destrueres i moderne forbrennings/gjenvinnings anlegg.
Tiltak ved brannslukning:	Kan destrueres i avfallsanlegg

GENERELL BRUK

Produktbeskrivelse:	Steril gas kompress.
Bruksområde:	Legges på sår.
Versjon:	1.0
Dato:	04.04.2016 14:17

Merknad: Disse opplysningene er basert på dagens kunnskaper. Intensjonen er å beskrive produktet med tanke på sikkerhet. Denne informasjonen er derfor ingen garanti for produktets spesielle egenskaper.