

NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE

Komplett sondeernæring med økt næringstetthet og tilsatt kostfiber til pasienter med lavt energibehov og/eller væskebehov. Beriket med fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.

Nutrison 1200 Complete Multi Fibre har en høy **næringstetthet** pr. energienhet (**1,2 kcal/ml**) slik at den dekker behovet for protein, vitaminer, mineraler og sporstoffer ved et lavt energi- og/eller væskeinntak. **Ernæringsmessig komplett** i 1000 ml (1240 kcal) og kan brukes som eneste kilde til ernæring.


Proteinsammensetningen i Nutrison 1200 Complete Multi Fibre er Nutricias p4™-blanding, som er en mysedominant blanding av 4 ulike proteinkilder (myse 2,2 g, soya 1,3 g, ert 1,3 g og kasein 1,6 g, dvs. andre proteinkilder enn kasein utgjør 76 % av totalt proteininnhold). p4™-blandingen av animalske og vegetabiliske proteiner gir en aminosyresammensetning som følger de nyeste anbefalinger fra WHO 2007. Studier viser at en mysedominant proteinblanding gir en raskere ventrikkeltømming og bedre toleranse i øvre del av mage-tarmkanalen^{1,2,3}.

Nutrison 1200 Complete Multi Fibre inneholder Nutricias patenterte og godt dokumenterte Multifiberblanding mf6™, som er en blanding av 6 ulike fiberkilder (3 løselige; akasiegummi, inulin, fruktooligosakkarider og 3 uløselige; soyapolysakkarider, resistent stivelse, cellulose). Studier har vist at denne fiberblandingen gir en bedret transittid og reduserer oppblåsthet⁴, prebiotisk effekt – økt mengde bifidobakterier⁵, gir økt produksjon av kortkjedete fettsyrer⁶, reduserer forekomst av diare⁷ og reduser forekomst av forstoppelse⁸.

Nutrison 1000 Complete Multi Fibre har en blanding av raps-, solsikke-, fiskeolje samt MCT fett som bidrar til en gunstig fettsyresammensetning. Nutrison 1000 Complete Multi Fibre inneholder også en blanding av karotenoider som finnes i frukt og grønnsaker⁹.



*Kommer i ny forpakning i 2019.



Protein:	35 % myse	FODMAP pr. 100 ml:	
	25 % kasein		
	20 % ert		
	20 % soya		
Kostfiber:	inulin, oligofruktose, akasiegummi, soya-polysakkarider, cellulose, resistent stivelse	Laktose:	<0,025 g
		Inulin:	0,826 g
		Akasiefiber:	0,330 g
		Oligofruktose:	0,494 g
Halalsertifisert: ja			
Passer ved lakto- ovo-vegetarkost: Ja			

BESTILLINGSINFORMASJON

	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nutrison 1200 Complete Multi Fibre	554548	904051	8 x 1000 ml pakning

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE:

Energi			Jern	mg	2,4
	kJ	525	Sink	mg	1,8
	kcal	124	Kobber	mg	0,27
Fett (31 E%)	g	4,3	Mangan	mg	0,50
- hvorav mettede fettsyrer	g	1,1	Fluor	mg	0,15
-- MCT	g	0,6	Molybden	µg	15
- en-umettede fettsyrer	g	2,3	Selen	µg	8,5
- flerumettede fettsyrer	g	0,8	Krom	µg	10
-- linolsyre	g	0,54	Jod	µg	20
-- α-linolenisyre	g	0,14			
-- DHA	mg	20,3	Vitaminer		
-- EPA	mg	30,0	Vitamin A	µg	123
Ratio n6:n3		2,7:1	Vitamin D ₃	µg	2,0
Karbohydrat (48 E%)	g	15,0	Vitamin E	mg (α-TE)	1,9
- hvorav sukkerarter	g	1,0	Vitamin K	µg	8,0
-- laktose	g	<0,025	Tiamin	mg	0,23
Kostfiber (3 E%)	g	2,0	Riboflavin	mg	0,24
- løselig	g	1,6	Niacin	mg NE	2,7
- uløselig	g	0,4	Pantotensyre	mg	0,80
Protein (18 E%)	g	5,5	Vitamin B ₆	mg	0,26
Salt	g	0,38	Folsyre	µg	40
Mineraler og sporstoffer			Vitamin B ₁₂	µg	0,32
Natrium	mg (mmol)	150 (6,5)	Biotin	µg	6,0
Kalium	mg (mmol)	225 (5,8)	Vitamin C	mg	15
Klorid	mg (mmol)	145 (4,1)	Annet		
Kalsium	mg (mmol)	120 (3,0)	Karotenoider	mg	0,30
Fosfor	mg (mmol)	96 (3,1)	Kolin	mg	55
Magnesium	mg (mmol)	27 (1,1)	Vann	g	80
			Osmolaritet	mOsmol/l	345
			Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	440
			pH		7,4

Ingredienser:

Vann, maltodekstrin, vegetabiliske oljer (solsikkeolje, rapsolje, MCT-olje (kokosnøttolje, palmekjerneolje)), myseprotein (fra **kumelk**), kostfiber (inulin, oligofruktose, akasiegummi, **soya**polysakkarider, cellulose, resistent stivelse), **melke**proteinkaseinat, erterprotein, soyaprotein, kaliumsitrat, emulgator (**soya**lecitin), natriumklorid, **fiske**olje, magnesiumhydrogenfosfat, kalsiumkarbonat, kaliumhydroksid, trikalsiumfosfat, karotenoider (inneholder **soya**) (betakaroten, lutein, lykopen), kolinklorid, natrium-L-askorbat, natriumsitrat, jernlaktat, sinksulfat, nikotinamid, DL- α -tokoferylacetat, retinylacetat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumselenitt, kalsium-D-pantotemat, kromklorid, kolekalsiferol, tiامينhydroklorid, D-biotin, pteroylmønoglutaminsyre, pyridoksinhydroklorid, riboflavin, kaliumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, fytomenadenon, cyanokobalamin.

Inneholder per 100 ml

- 124 kcal
- 4,3 g fett fra raps-, solsikke- og fiskeolje samt MCT-fett (31 E%)
- 15,0 g karbohydrat fra maltodekstrin (mais) (48 E%)
- 2,0 g kostfiber (3 E%)
- 5,5 g protein fra myse, kasein, samt erte- og soyaprotein (18 E%)

Vitaminer og mineraler er tilsatt slik at 1000 ml (1240 kcal) dekker anbefalt daglig inntak.

Indikasjon: Sondeernæring til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring til pasienter med lavt energi- og eller væskebehov, som for eksempel immobile og komatøse pasienter. Multifiberblandingen mf6™ hjelper til med å normalisere tarmfunksjonen.

Dosering: Doseringen er individuell, og skal gjøres i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ernæringsmessig komplett i 1000 ml (1240 kcal) og kan brukes som eneste kilde til ernæring.

Kontraindikasjoner: Intoleranse mot ett eller flere av produktets ingredienser. Spedbarn. Pasienter med galaktosemi. Pasienter som trenger en fiberfri diett.

Forsiktighetsregler: Anvendes med forsiktighet til barn fra 1-12 år. Væskebehov må beregnes separat. Ikke fortynn eller tilsett medikamenter direkte til sondeernæringen.

Administrasjon: Enteral ernæringspumpe gir tryggest administrasjon. Ved bruk av gravitasjonssett bør $Ch > 8$ anvendes. Innholdet kontrolleres og ristes godt før bruk. Anvendes romtemperert.

Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato står på pakningen. **Hengetider:** Når flasken er tilkoblet ernæringssettet (aseptisk håndtert, lukket system), har den en hengetid på maks. 24 timer. Når korken tas av flasken (i et åpent system) har flasken en hengetid på maks. 8 timer. **Oppbevaring etter åpning:** Når flasken er åpnet (folie perforert og ernæringssettet fjernet), skal flasken lukkes og oppbevares i kjøleskap i maks. 24 timer.

Oppbevaring: Lagres tørt og mellom 5–25°C

Referanser: 1. van den Braak, C. et al. Clin Nutr 2013;32: 765-771. 2. Abrahamse et al, Clin Nutr 2012;7 (Suppl 1): 119. 3. Kuyumcu, S JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(5):544-51 4. Silk DB, et al. Clin Nutr 2001;20(1):49-58. 5. Guimber D et al Br J Nutr. 2010 104(10):1514-22. 6. Schneider SM, et al. Clin Nutr 2006;25(1):82-90. 7. Wiersman NJ, et al. Ned Tijdschr Dietisten 2001; 56:243-7. 8. Trier E, Wells JCK, Thomas AG. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28(5):595 (Abstract). 9. Vaisman, N. et al. Clin Nutr 2006; 25: 897-905.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia Norge AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia@nutricia.no | web www.nutricia.no