


RENILON 7.5

Spesialtilpasset energirik næringsdrikk til nyresviktpasienter i dialysebehandling. Melkesmak. Meget lavt elektrolyttinnhold. Normalt innhold av protein. Glutenfri.

Renilon 7.5 er et meget energirik næringstilskudd spesialtilpasset behovet hos nyresviktpasienter som krever dialysebehandling. Energitettheten er 2 kcal/ml. Proteinnivået er normalt, 7,3 g/100 ml eller 15 E%. Innholdet av elektrolytter er meget lavt, det gjelder særlig fosfor.

Renilon 7.5 inneholder verken vitamin A eller vitamin D. Fettsammensetning består av en stor andel (72 %) enumettet fett som er gunstig for lipidprofilen hos nyresviktpasienter. Et lite volum (125 ml pr. porsjon) tar hensyn til nyrepasienters væskebegrensninger.



BESTILLINGSINFORMASJON

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Renilon 7.5 aprikossmak	933133	4 x 125 ml plastflaske
Renilon 7.5 karamellsmak	867397	4 x 125 ml plastflaske

NÆRINGSINNHold PR. 100 ML RENILON 7.5:

Energi			Vitaminer		
			Vitamin A	µg RE	-
			Vitamin D ₃	µg	-
			Vitamin E	mg α-TE	5,0
Fett (45 E%)			Vitamin K	µg	11
- herav mettet	g	10,0	Tiamin	mg	0,30
- enumettet	g	0,9	Riboflavin	mg	0,38
- flerumettet	g	7,2	Niacin	mg NE	3,6
- herav linolsyre	g	1,9	Pantotensyre	mg	1,1
- α-linolensyre	g	1,53	Vitamin B ₆	mg	1,0
Ratio n-6:n-3		6,7:1	Folsyre	µg	100
			Vitamin B ₁₂	µg	0,47
Karbohydrat (40 E%)	g	20,0	Biotin	µg	8,0
- herav sukkerarter	g	4,8	Vitamin C	mg	6,0
- herav laktos	g	0,06			
			Andre næringsstoffer		
Kostfiber (0 E%)	g	-	Karotenoider	mg	0,45
Protein (15 E%)	g	7,3	L-Karnitin	mg	15
			Kolin	mg	40
Salt	g	0,17	Taurin	mg	15
			Vann	g	71
Mineraler og sporstoffer			Osmolaritet	mOsm/l	410
Natrium	mg (mmol)	68 (3,0)	Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	580
Kalium	mg (mmol)	24 (0,6)			
Klor	mg (mmol)	9 (0,3)			
Kalsium	mg (mmol)	5 (0,1)			
Fosfor	mg (mmol)	6 (0,2)			
Magnesium	mg (mmol)	<1,0 (0,0)			
Jern	mg	2,0			
Sink	mg	2,0			
Kobber	mg	0,40			
Mangan	mg	0,75			
Fluor	mg	0,20			
Molybden	µg	15			
Selen	µg	16			
Krom	µg	12			
Jod	µg	28			

Ingredienser:

Demineralisert vann, maltodekstrin, vegetabiliske oljer (solsikkeolje, rapsolje), myseprotein (fra **kumelk**), fruktose, aroma, karotenoider (inneholder **soya**) (betakaroten, lutein, lykopenoleoresin fra tomater), trikolinsitrat, fargestoff (karminsyre^a), kaliumhydroksid, fargestoff (kurkumin^a), karamell^b (ammoniakk-sulfittprosess) (E150d)), natriumsitrat, taurin, L-karnitin, natrium-L-askorbat, jernlaktat, natriumhydroksid, DL-α-tokoferylacetat, sinksulfat, natriumselenitt, kobberglukonat, mangansulfat, pyridoksinhydroklorid, kalsium-D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyre, kromklorid, D-biotin, nikotinamid, tiaminhydroklorid, natriumfluorid, riboflavin, natriummolybdat, kaliumjodid, fytomenadion, cyanokobalamin. Rekkefølgen innbyrdes i ingredienslisten varierer noe mellom smaksvariantene.

^aGjelder Aprikossmak^bGjelder Karamellsmak**Inneholder per 100 ml**

- 199 kcal
- 10,0 g fett fra raps- og solsikkeolje (45 E%)
- 20,0 g karbohydrat fra maltodekstrin og fruktose (40 E%)
- 7,3 g protein fra myseprotein (15 E%)

Smaksvarianter: Aprikos og karamell.**Indikasjon:** Til kostbehandling av nyresvikt som krever dialysebehandling.**Dosering:** Ikke egnet som eneste ernæring.
1-3 flasker pr. dag eller etter veiledning fra lege/klinisk ernæringsfysiolog.**Kontraindikasjoner:** Spedbarn og barn under 3 år. Galaktosemi.
Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.**Servering:** Kan drikkes avkjølt eller romtemperert. Kan frys og brukes som iskrem.**Holdbarhet:** Rist flasken før servering. 12 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på flasken.
Åpnede flasker oppbevares i kjøleskap og anvendes innen 24 timer.**Oppbevaring:** Lagres tørt og mellom 5 – 25° C.

Nutricias produkter er godkjente som næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.