


CUBITAN

Proteinrik næringsdrikk spesialtilpasset kostbehandling av trykksår. Beriket med L-arginin og inneholder vitamin C, sink og antioksidantene vitamin E, selen og karotenoider. Melkesmak. Skal brukes som supplement til det normale kostholdet. Glutenfri.

Cubitan er en næringsdrikk spesielt utviklet for kostbehandling av trykksår. Energitetthet er 1,23 kcal/ml og den er meget proteinrik, hele 18 g pr. flaske eller 29 E%.

Cubitan inneholder alle næringsstoffer som kroppen har behov for, men i tillegg er den beriket med L-arginin som er viktig for sårtilhelingsprosessen. Nutricia bruker en blanding av naturlige karotenoider som finnes i et normalt og variert kosthold.



BESTILLINGSINFORMASJON

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Cubitan jordbærsmak	902935	1 x 200 ml plastflaske
Cubitan sjokoladesmak	914233	1 x 200 ml plastflaske
Cubitan vaniljesmak	922288	1 x 200 ml plastflaske

NÆRINGSINNHOLD PR. 100 ML CUBITAN:

Energi			Vitaminer		
			Vitamin A	µg RE	119
			Vitamin D	µg	1,3
			Vitamin E	mg α-TE	19
Fett (25 E%)			Vitamin K	µg	10
- herav mettet	g	3,5	Tiamin	mg	0,28
- enumettet	g	0,4 (0,5 ^a)	Riboflavin	mg	0,63
- flerumettet	g	2,1 (2,0 ^a)	Niacin	mg NE	3,4
-- herav linolsyre	g	1,0	Pantotensyre	mg	1,0
-- α-linolensyre	g	0,79 (0,76 ^a)	Vitamin B ₆	mg	0,65
Ratio n-6:n-3		5:1	Folsyre	µg	100
Karbohydrat (46 E%)	g	14,2	Vitamin B ₁₂	µg	0,79
- herav sukkerarter	g	7,1	Biotin	µg	7,5
-- herav laktose	g	1,7	Vitamin C	mg	125
Kostfiber (0 E%)	g	< 0,5	Andre næringsstoffer		
Protein (29 E%)	g	8,8	Karotenoider	mg	0,75
- herav L-arginin	g	1,34	Kolin	mg	69
Salt	g	0,13	Vann	g	80
Mineraler og sporstoffer			Osmolaritet	mOsm/l	500 (490 ^a)
Natrium	mg (mmol)	50 (2,2)	Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	625 (615 ^a)
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)			
Klor	mg (mmol)	80 (2,3)			
Kalsium	mg (mmol)	225 (5,6)			
Fosfor	mg (mmol)	182 (5,9)			
Magnesium	mg (mmol)	42 (1,7)			
Jern	mg	3,0			
Sink	mg	4,5			
Koppar	mg	0,68			
Mangan	mg	1,3			
Fluor	mg	0,19			
Molybden	µg	19			
Selen	µg	32			
Krom	µg	13 (18 ^a)			
Jod	µg	25			

Ingredienser:

Kumelkprotein, vann, maltodekstrin, sukker, vegetabiliske oljer (raps- og solsikkeolje), L-arginin, kakao^a, surhetsregulerende middel (sitronsyre), aroma, natrium-L-askorbat, karotenoider (inneholder **soya**) (β-karoten, lutein, lykopen), magnesiumhydrogenfosfat, fargestoff (karminsyre), emulgator (**soyalecitin**), kolinklorid, dikaliumhydrogenfosfat^{b,c}, DL-α-tokoferol, kaliumsitrat, trikalsiumfosfat^a, magnesiumhydroksid^{b,c}, jernlaktat, kaliumklorid, sinksulfat, stabilisator (karragenan)^a, kaliumhydroksid^{b,c}, natriumselenitt, kopperglukonat, natriumklorid, mangansulfat, nikotinamid, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, kalsium-D-pantotemat, pyridoksinhydroklorid, kromklorid, riboflavin, D-biotin, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, natriummolybdat, natriumfluorid, kaliumjodid, fytomenadion, cyanokobalamin. Rekkefølgen innbyrdes i ingredienslisten varierer noe mellom smaksvariantene.

Inneholder per 100 ml:

- 123 (124^a) kcal
- 3,5 g fett fra raps- og solsikkeolje (25 E%)
- 14,2 g karbohydrat fra maltodekstrin og sukkerarter (44 E%)
- 10,0 g protein fra melkprotein herav 1,5 g arginin (31 E%)

^aGjelder Cubitan sjokoladesmak, ^bGjelder Cubitan vaniljesmak, ^cGjelder Cubitan jordbærsmak

Smaksvarianter: Jordbær, sjokolade og vanilje.

Indikasjon: Til kostbehandling av pasienter med trykksår, grad I–IV.

Dosering: Ikke egnet som eneste ernæring. Avhenger av graden av trykksår:
 Grad I: 1 flaske pr. dag.
 Grad II: 2 flasker pr. dag.
 Grad III: 3 flasker pr. dag.
 Grad IV: 3 flasker pr. dag.

Kontraindikasjoner: Spedbarn og barn under 3 år. Galaktosemi. Anbefales ikke til kritisk syke pasienter. Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler: Anvendes med forsiktighet til barn fra 3–17 år.

Servering: Rist flasken før servering. Kan drikkes avkjølt, romtemperert eller varm. Bør ikke kokes. Kan fryses og brukes som is krem.

Holdbarhet: 9 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på flasken. Åpnede flasker oppbevares i kjøleskap og anvendes innen 24 timer.

Oppbevaring: Lagres tørt og mellom 5–25° C.

Nutricias produkter er godkjente som næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.