


PROTIFAR

**Proteintilskudd i pulverform. Melkebasert.
Kostfiberfri. Glutenfri.**

Protifar brukes som **ernæringstilskudd** og har en nøytral smak. Den kan derfor lett blandes i forskjellig drikke og matretter uten at en påvirkes. Protifar kan brukes i matlaging. Måleskje følger med.



Protein:	80 % kasein 20 % myse	FODMAP pr. 100 g: Ingen
Kostfiber:	ikke tilsatt	
Halalsertifisert:	ja	

BESTILLINGSINFORMASJON

	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Protifar nøytral smak	30067	991414	1 x 225 g boks

NÆRINGSINNHold PR. 100 G PROTIFAR:

Energi			Salt		
	KJ	1560		g	0,25
	kcal	368			
Fett (4 E%)			Mineraler		
- hvorav mettede fettsyrer	g	1,6	Natrium	mg	110
- en-umettede fettsyrer	g	1,2	Kalium	mg	140
- flerumettede fettsyrer	g	0,4	Klorid	mg	80
	g	0	Kalsium	mg	1350
			Fosfor	mg	700
Karbohydrat (1 E%)	g	<1,5	Magnesium	mg	≤ 20
- hvorav sukkerarter	g	<1,5			
- hvorav laktose	g	<1,5	Annet		
Kostfiber (0 E%)	g	0	Vann	g	< 5,0
Protein (95 E%)	g	87,2	Osmolaritet	mOsm/l	-
			Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	-

Ingredienser:

Konsentrert kumelkprotein, emulgator (soyalecitin).

Inneholder per 100 g

- 368 kcal
- 87,2 g protein fra kumelkprotein (95 E%)

Indikasjon:

Til kostbehandling av pasienter med hypoproteinemi som ikke får proteinbehovet sitt dekket gjennom normal kost.

Dosering:

11 strøken måleskje gir 2,5 g pulver (tilsvarer ca. 2,2 g protein). Doseringen er individuell og skal gjøres i samråd med lege eller ernæringsfysiolog. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring og skal brukes som tilskudd til det normale kostholdet.

Kontraindikasjoner:

Barn under 3 år. Ikke egnet ved proteinrestriksjon. Pasienter med galaktosemi. Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.

Bruerveiledning:

I boksen følger med måleskje som inneholder 2,5 g pulver, tilsvarende ca. 2,2 g protein.

Bruksanvisning:

Oppløs den anbefalte mengde Protifar i litt kald væske. Oppløsningen blandes i drikker, samt kalde og varme matretter. Protifar kan også blandes direkte i maten.

Holdbarhet:

36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på boksen. Holdbarhet etter åpning: 1 måned. Matretter tilsatt Protifar skal brukes innen 2 timer.

Oppbevaring:

Lagres tørt og mellom 5 – 25°C. Åpnet boks oppbevares i romtemperatur.