



QuikRead CRP QuikRead U-ALB QuikRead FOB QuikRead Strep A

QuikRead® CRP

- **PÅLITELIG:** Like nøyaktig som en laboratorietest
- **RASK:** Resultatet tilgjengelig akkurat når det behøves
- **ENKEL I BRUK:** Lett å betjene, også for personer uten laboratoriebakgrunn

QuikRead® CRP

QuikRead CRP er en enkel test for kvantitativ måling av C-reaktivt protein (CRP).

CRP er vanligvis tilstede i svært lave konsentrasjoner i blodet hos friske personer. CRP konsentrasjonen øker markant ved bakterielle infeksjoner, mens derimot virale infeksjoner fører kun til moderat eller ingen forhøyning i konsentrasjonen. I tillegg til kliniske funn, er derfor CRP måling et nyttig verktøy for å skille bakterielle og virale infeksjoner. Monitorering av CRP nivåer gir også en objektiv bedømmelse av behandlingsrespons. CRP nivået faller raskt ved effektiv antibiotikabehandling.

Når testen utføres nær pasienten, vil CRP resultatet være tilgjengelig i løpet av pasientkonsultasjonen og kan dermed effektivt påvirke bruk av antibiotika. QuikRead systemet – som består av et lite instrument og klar-til-bruk reagenser – er spesielt utviklet for primærhelsetjenesten. QuikRead systemet er til enhver tid klart til bruk og gir raske testresultater.

Egenskaper og fordeler med QuikRead CRP

PÅLITELIG: Like nøyaktig som en laboratorietest

- Kvantitative svar
- Reproduserbare CRP resultater i område 8-160 mg/l

RASK: Resultatet tilgjengelig akkurat når det behøves

- Mindre enn 1 minuts avlesningstid

ENKELT I BRUK: Lett å betjene, også for personer uten laboratoriebakgrunn

- Utføres med kapillærprøve (alternativt serum- eller plasmaprøve)
- Ingen pipettering av reagenser, innebygget kalibrering.

Mer informasjon om CRP kan du finne i "The value of C-reactive protein in primary health care".

Produkt

Produkt	Varenr.
QuikRead 101 instrument • Inneholder: adapter, brukermanual og støvhette • kan brukes med 8 x AA (1,5) batterier eller en 100-240 AC strømtilførsel	3450
QuikRead CRP kit, prefylte kyvetter, 50 tester	3452
QuikRead CRP kontroll, 1 ml • Anbefales til kvalitetskontroll	3411
QuikRead kapillærrør m/stempel 50 stk.	3431

QuikRead er et registrert varemerke for Orion Diagnostica Oy.

Den er så enkel å bruke!



Les kortet.



Tilsett 20 µl fullblod i bufferen.



Blankavlesning. Tilsett CRP-reagenset ved å trykke ned den indre delen av korken.



Sett kyvetten tilbake i avlesningsbrønnen. CRP resultatet vises i displayet innen 1 minutt.

