



## Clearview EASY hCG

### Produktbeskrivning

Clearview EASY HCG är en graviditetstest av högsta kvalitet som ger dig möjligheten att tidigt se om patienten är gravid. Testen utförs i ett steg och är flexibel, den ger dig eller patienten fyra olika möjligheter att applicera urinen till stickan. Du kan doppa den i uppsamlat prov, låt den stå i provet 3 min eller droppa på med en pipett. Det fjärde sättet är att patienten kan kissa direkt på stickans spets. För att du inte ska komma i kontakt med stickans våta del förseglas den efter att urinen är tillsatt.

#### Provmaterial

Urin

#### Detektionsgräns

25 IU/L och däröver, den ger ett streck för negativt och två streck för positivt test. Avläses efter 3 min.

#### Förpackningsstorlek och förvaring

Testkit, 20 test/fp

Rumstemperatur

OneMed artikelnr: 200274