

# **Urisys® 1100**

## **Urinstrimmelavleser**


*Enkel og tidsbesparende*



# Automatisert urinstrimmelavlesning frigjør tid og gir samme avlesningsbetingelser hver gang

## Combur urinteststrimler har en unik teknologi:

- Beskyttet mot falskt negative resultater på grunn av C-vitamininterferens



### ▪ Nylonnett:

- Beskytter og hindrer «smitte» mellom testfeltene

- Finmasket nett gjør at urinen spres jevnt over hele feltet og gir jevn farge

- 1 minutt avlesningstid for alle parametere
- God holdbarhet
  - Holdbar til påstemplet dato selv etter at boksen er tatt i bruk (24 mnd. fra produksjonsdato)

Urisys 1100 kan lese av Combur 10 M-test, Combur 7-test eller Combur 5-test.

|                  | Spes. vekt | pH      | Leuko   | Nitritt | Protein | Glukose   | Ketoner | Urobilin | Bilirubin | Blod |
|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|------|
| Combur-10-Test M | Grønn      | Oransje | Oransje | Rosa    | Grønn   | Limegrønn | Lilla   | Lilla    | Gul       | Gul  |
| Combur-7-Test    |            | Oransje | Oransje | Rosa    | Grønn   | Limegrønn | Lilla   |          |           | Gul  |
| Combur-5-Test    |            |         | Oransje | Rosa    | Grønn   | Limegrønn |         |          |           | Gul  |

## Kombinasjonen Combur urinstrimler og Urisys 1100:

- Strimler og instrument av høy kvalitet
- Standardisert avlesning
- Enkel håndtering
- Mulighet for resultatoverføring til journalsystem

### Spesifikasjoner Urisys 1100

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| System            | Semikvantitativ urinstrimmelavleser                                               |
| Type              | Refleksjonsfotometer                                                              |
| Kapasitet         | Ca. 50 tester per time                                                            |
| Minne             | 100 testresultater                                                                |
| Kvalitetskontroll | Kova-Trol                                                                         |
| Interface         | 5-pin DIN socket for tastatur og barkodeleser<br>Seriell interface for PC og host |
| Barkodetyper      | Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 av 5                                    |
| Dimensjoner       | BxLxH ca. 150x290x95 mm. Vekt ca. 0,8 kg                                          |

## Enkel og standardisert avlesning



Dypp strimmelen og legg den i sporet



Trykk på startknappen



Resultatutskrift etter ca. 60 sekunder

Roche Diagnostics Norge AS  
Pb 6610 Etterstad  
0607 Oslo

Tlf 23373300

© 2013