

Urintest Uristix



Egenskaper:

- Siemens Healthcare Diagnostics reagenssticka för urinalys har testfält för protein, blod, leukocyter, nitrit, glukos, ketoner (acetoacetat), densitet, bilirubin och urobilinogen.
- Stickorna är endast avsedda för, in vitro diagnostiskt yrkesbruk.
- Siemens reagensstickor är färdiga att användas då de tas ur burken.
- Stickorna kan avläsas visusellt; de kan även avläsas maskinellt med en urinalysator ur CLINITEK® -sortimentet och lämplig programvara.

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
4010718	Urintest Uristix	50st/förpackning