

Skin Care
at Work

Sterisol

Sterisol ULTRA Flytande Tvål OP

Egenskaper

En syntetisk, mycket mild flytande tvål utvecklad för personer med känslig hud.

Produkten är skonsam tack vare att:

- Inga konserveringsämnen ingår
- Ingen parfym ingår
- Inga färgämnen ingår
- pH ca 5,5



Användningsområde

ULTRA flytande tvål är ett perfekt val för alla miljöer och fungerar väl även med hårt vatten och vid låga temperaturer. ULTRA är också lämplig som oparfymerat hårshampoo och som duschtvål. Den är ett perfekt val för hälsovården och livsmedelsindustrin och den ska användas på våt hud. Tvätteffekten – för industriell användning - förstärks dock när den används på torra händer.

Tester

Produkten är dermatologiskt testad med mycket gott resultat.

Sterisol AB Box 149, 592 23 Vadstena
Telefon: 0143 768 68
info@sterisol.se www.sterisol.se



Miljö

Miljömärkt med Svanen. Nedbrytbara råmaterial. Låg förpackningsvikt. En 700 ml påse innehåller 11 gram plast material vilket skall jämföras med 70 gram för en traditionell flaska. Med en tömningsgrad på ca 99% reduceras avfall.

Innehåll

Aqua
Cocamidopropylbetaine (mild rengörande tensid)
Sodium Cocoamphoacetate (mild rengörande tensid)
Sodium Laureth Sulfate (mild rengörande tensid)
Betaine (återfuktare)
Citric Acid (pH-reglerare)
Polyglyceryl-3-Caprate (förtjockare)
Propylene Glycol (återfuktare)
PEG-55 Propylene Glycol Oleate (förtjockare)

Förp	Art nr	Antal i förp	Antal förp/pall	Antal på pall	EAN-kod	Förp mängd/ liter produkt
375 ml	4834	12	96	1152	7392173048341	110 gram
700 ml	4815	12	72	864	7392173048150	70 gram
2500 ml	3815	2	80	160	7392173038151	92 gram
5000 ml	4817	2	64	128	7392173048174	57 gram

Gör så här!

1. Fukta händerna med ljummet vatten. Låt vattnet rinna.
2. Ta en dos tvål och massera händerna så att tvålen skummar.
3. Skölj av tvålen ordentligt så att det inte blir kvar några tvålrester.
4. Torka dig med engångstorkpapper. En textilhandduk är en riktig smittspridare.
5. Stäng av kranen med torkpappret. Använd gärna en handkräm efter tvätten om du har torr hud.

Exempel på dispensers för 700ml systemet



Art. nr 4551



Art. nr 4546
Automatdispenser



Art. nr 4567