


# Product Data Sheet

## Omron Gentle Temp 520

### REF 347-2577

Tryckt: 16.5.2014

REF		
347-2577	Örontermometer	
347-2572	Skyddshylsor	
CE0197		
<b>Egenskaper:</b>	<p>Gentle Temp 520 använder en mycket exakt teknik och innehåller några av dess avancerade funktioner, däribland mätning på endast en sekund, valbara Celsius/Fahrenheit läsningar och ett minne för upp till nio mätningar. Det kommer också med 21 probeskydd (skyddshylsor). Mätområde: 34,0°C till 42,2 °C Noggrannhet: +/-0,2°C</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1 sekunds mättid</li><li>➤ Sparar 9 mätningar i minnet</li><li>➤ Användarvänlig ergonomisk design</li><li>➤ Mätning i Celsius eller Fahrenheit</li><li>➤ Stor LCD display</li><li>➤ Akustisk signal</li><li>➤ Inklusive batteri och 21 st mäthylsor</li><li>➤ Svensk bruksanvisning medföljer</li><li>➤ Termometern är inte vattentät, kan torkas av med mjuk torr duk.</li></ul>	
<b>Steril produkt:</b>	Nej	
<b>Hållbarhetstid:</b>		
<b>MBA/st:</b>	1st på termometer / 40 st på skyddshylsor	
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>	1st på termometer / 40 st på skyddshylsor	
<b>Transportlåda/st:</b>		