

Product Data Sheet

Omron Gentle Temp 520

REF 347-2577

Tryckt: 16.5.2014

REF		
347-2577	Örontermometer	
347-2572	Skyddshylsor	
CE0197		
Egenskaper:	Gentle Temp 520 använder en mycket exakt teknik och innehåller några av dess avancerade funktioner, däribland mätning på endast en sekund, valbara Celsius/Fahrenheit läsningar och ett minne för upp till nio mätningar. Det kommer också med 21 probeskydd (skyddshylsor). Mätområde: 34,0°C till 42,2 °C Noggrannhet: +/-0,2°C ➤ 1 sekunds mättid ➤ Sparar 9 mätningar i minnet ➤ Användarvänlig ergonomisk design ➤ Mätning i Celsius eller Fahrenheit ➤ Stor LCD display ➤ Akustisk signal ➤ Inklusive batteri och 21 st mäthylsor ➤ Svensk bruksanvisning medföljer ➤ Termometern är inte vattentät, kan torkas av med mjuk torr duk.	
Steril produkt:	Nej	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	1st på termometer / 40 st på skyddshylsor	
Avdelningsförpackning/st:	1st på termometer / 40 st på skyddshylsor	
Transportlåda/st:		