



ViTri:Självsfix



Produktbeskrivning:

Kohesiv mellanelastisk binda i non-woven material belagd med latexfri häftmassa. Fäster utan bindfästare. Ger bra support och stöd med bibehållen rörlighet.

Längd osträckt 2,2 meter respektive 3,4 meter för 6 meters bindan sträckt.

Kan användas i kombination med olika typer av polster.

Indikationer:

För kompressionslindning av venösa bensår och liknande tillstånd.

För ABPI $\geq 0,8$ (Ankle-Brachial Pressure Index), TBPI $\geq 0,5$ (Toe-Brachial Pressure Index)

Varning: För hård lindning påverkar blodcirkulationen, vid tecken på cirkulationsstörning avlägsna kompressionslindan omgående och kontakta sjukvårdspersonal.

Vid arteriell insufficiens, hjärtinsufficiens, diabetes ska kompressionslindning användas med försiktighet och under överinseende av sjukvårdspersonal.

Artikelnummer	Beskrivning
30735	2,5 cm x 4,6 m sträckt, 40st/avdftp, beige färgad
30736	5 cm x 4,6 m, 36st/avdftp, beige färgad
30737	7,5 cm x 4,6 m, 24st/avdftp, beige färgad
30738	10 cm x 4,6 m, 18st/avdftp, beige färgad
30734	10 cm x 6 m, 18 st/avdftp, beige färgad
30739	15 cm x 4,6 m, 12st/avdftp, beige färgad
30750	7,5 cm x 4,6 m, 24st/avdftp, lila
30751	7,5 cm x 4,6 m, 24st/avdftp, svart
30752	7,5 cm x 4,6 m, 24st/avdftp, blå

ViTri Medical AB
Stensättravägen 9 A
127 39 SKÄRHOLMEN

Tel: 08-747 76 60
info@vitri.se
vitri.se

Ver: 20210115