



TubiColor Bi



Produktbeskrivelse :

Tubeformet elastisk bandasje som kan strekkes på langs og på tvers, klippes til i valgfri lengde og kan appliseres enkel eller dobbelt. Bandasjen er fargekodet for å gjøre det enkelt å velge størrelse. Lengde 10 meters rull.

Materialdeklarasjon:

66% polyester, 24% polyamid, 10% polyuretan. Latexfri.

Indikasjoner:

Til fiksering over ledd og/eller på vanskelig bandasjerbare områder, amputasjoner, skjør hud og under gips.

Artikkelnummer	Beskrivelse
31100-2 (rød)	> 3,5 cm x 10 m, små armer , ben 1 st/avdfp, 36 st/stor fp.
31101-2 (grønn)	> 5 cm x 10 m, normale armer, små ben, fot, hånd 1 st/avdfp, 28 st/stor fp.
31102-2 (blå)	> 7,5 cm x 10 m, normale ben, armer, lår 1 st/avdfp, 20 st/stor fp.
31103-2 (gul)	> 11 cm x 10 m, normal kropp, voksen person, 1 st/avdfp, 16 st/stor fp.
31104-2 (beige)	> 18,5 cm x 10 m, stor kropp, 1 st/avdfp, 8 st/stor fp.

31105-2 (lila) > 21 cm x 10 m, stor kropp, 1 st/avd fp, 6 st/stor fp.

ViTri Medical AB
Stensättravägen 9 A
127 39 SKÄRHOLMEN

Tel: 08-747 76 60
Fax: 08-747 76 79
info@vitri.se vitri.se