



ViTri:Sårdyna

Absorberande, ej vidhäftande kompress med spärrskikt på båda sidor.



Innehåll:

Kärna av bomull (250 g/m²) belagd med tunn perforerad polyesterfilm på båda sidor.

Egenskaper:

- Ej vidhäftande
- Två likvärdiga sidor
- Hög absorptionsförmåga
- Permeabel för luft och vattenånga
- Kan formklippas med bibehållna egenskaper

Indikationer:

Som täckförband för mindre sår, suturlinjer, postoperativ sårvård. Som sekundärförband över salvkompresser eller som fuktspärri över t ex geler för bibehållen fuktig sårmiljö.

Applikation:

Båda sidor av Sårdynan går att applicera mot såret.

Bytesfrekvens:

Beroende på vätskningsmängd anpassas frekvensen.

Artikelnummer	Beskrivning
810210	Sårdyna 5 x 5 cm, steril, 50st/avdfp
810211	Sårdyna, 5 x 7,5 cm, steril, 50 st/avdfp
810213	Sårdyna 7,5 x 10 cm, steril, 50st/avdfp
810214	Sårdyna 10 x 10 cm, steril, 50st/avdfp
810215	Sårdyna 10 x 20 cm, steril, 50st/avdfp
810216	Sårdyna 20 x 30 cm, steril, 50st/avdfp
810217	Sårdyna 10 x 20 cm, ren, 50st/avdfp
810218	Sårdyna 20 x 30 cm, ren, 50st/avdfp
810220	Sårdyna 5 x 5 cm, ren, 50 st/avdfp
810221	Sårdyna 10 x 10 cm, ren, 50 st/avdfp
810222	Sårdyna:Trakealkompress, steril, 7,5x10 cm, 50 st/avdfp
810223	Sårdyna på rulle, 10cmx10 m, ren, 10 st/avdfp
810224	Sårdyna:Trakealkompress, steril, 6x7 cm. 50 st/avdfp
810224-2	Sårdyna:Dränagekompress, steril, 6x7 cm, 50 st/avdfp

ViTri Medical AB
Värmdövägen 738
132 35 SALTSTJÖ-BOO
www.vitri.se

Tel: 08-747 76 60
Fax: 08-747 76 79
info@vitri.se