



Sitag Border Superabs



Produktbeskrivelse:

Sitag Border Superabs er en dusjbar, absorberende semipermeabel bandasje av polyuretanfilm belagt med vedheft av silikongel. Bandasjen er egnet over væskende kirurgiske snitt og suturer. Bandasjens kjerne som består av superabsorbenter, absorberer eksudat og beskytter dermed omkringliggende hud mot maserasjon. En uskadet bandasje utgjør en barriere mot kontaminasjon utenfra.

Indikasjoner:

Bandasjen er egnet for kirurgiske snitt og forskjellige typer væskende sår.

Kontraindikasjoner:

Må ikke brukes hvis pasienten er allergisk overfor noen av komponentene.

Applikasjon:

- Hudområdet rengjøres og tørkes nøye før applisering.
- Velg en størrelse på bandasjen slik at den overlapper ca. 2 cm rundt på omkringliggende frisk hud.
- Grip beskyttelsespapiret og dra utover samtidig som applisering påbegynnes.

Byttefrekvens:

Tilpasses avhengig av mengden sårveske og sårets tilstand.

Bandasje byttes i samsvar med den sårpleiepraksis som anvendes. Høyst 7 dager.

Artikkelnummer	Beskrivelse
810430	6 cm x 8 cm, S, 10 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810431	9 cm x 10 cm, S, 10 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810432	10 cm x 15 cm, S, 10 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810433	10 cm x 20 cm, S, 10 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810434	10 cm x 25 cm, S, 10 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810435	10 cm x 30 cm, S, 10 stk./avdpk., 100 stk./trppk.
810436	10 cm x 35 cm, S, 10 stk./avdpk., 100 stk./trppk.