

ViTri:Plåster



Produktbeskrivning:

Hudvänligt plåster i non-woven eller PU-film, med ej vidhäftande sårdyna. Non-woven plåstren är beigefärgad, plåstren av PU-film transparenta. Vidhäftande ämne akrylathäftmassa.

Indikationer:

Produkten är avsedd att skydda små sår, såsom skärsår, bett och hemostas på huden (efter provtagning). Bör ej användas vid allergi mot vidhäftande ämnen.

Artikelnummer	Beskrivning
818300	38 x 38 mm, 200 st/avdfp (pu-film), 7000 st/trpfp
818302	38 x 38 mm, 200 st/avdfp (non-woven), 7000 st/trpfp
818303	14 x 40 mm, 250 st/avdfp (non-woven), 15000 st/trpfp
818304	19 x 40 mm, 250 st/avdfp (non-woven), 15000 st/trpfp
818305	19 x 72 mm, 250 st/avdfp (non-woven), 7000 st/trpfp
818309	25 x 72 mm, 200 st/avdfp (non-woven), 7000 st/trpfp
818312	38 x 38 mm, 100 st/avdfp (non-woven), 7000 st/trpfp
818313	14 x 40 mm, 100 st/avdfp (non-woven), 15000 st/trpfp
818314	19 x 40 mm, 100 st/avdfp (non-woven), 15000 st/trpfp
818315	19 x 72 mm, 100 st/avdfp (non-woven), 7000 st/trpfp