



Ultraljudsgel



Produktbeskrivning:

Vattenlöslig, saltfri, trögflytande, ultraljudsgel. Irriterar ej huden och skadar ej den tekniska utrustningen. Finns som färgad och ofärgad. Gel finns även sterilt förpackad i kuvert för undersökningar som så kräver. Gelen appliceras i enlighet med apparattillverkarens instruktioner för att uppnå en god akustisk kontakt.

Användningsområde:

För samtliga förekommande ultraljudsundersökningar / behandlingar där det behövs ett medicinskt ultraljudsgel. Undvik kontakt med ögonen. För bästa komfort kan gelvärmare användas. Finns som tillbehör till 250g flaskor.

Artikelnummer	Beskrivning
ULTRGEL260 (Eco, färgad)	Flaska 250g, trp fp 68st
ULTRGELCLEAR250 (Eco, ofärgad)	Flaska 250g, trp fp 68st
ULTRGEL5L (Eco, färgad)	Dunk 5l, trp fp 4st.
ULTRCLEARGEL5L (Eco, ofärgad)	Dunk 5l, trp fp 4st.
PUMP5L	Pump till 5l dunk Eco, passar EJ Parker, fp 1st.
ULTRGEL20GST (Parker,steril 01-01)	Kuvert 20g, avd fp 48st, trp fp 288st
ULTRAGEL250P (Parker, färgad 01-08)	Flaska 250ml, avd fp 12st., trp fp 72st
ULTRAGELCLEAR250P (Parker ofärgad 03-08)	Flaska 250ml, avd fp 12st, trp fp 72st
ULTRGEL5LP (Parker färgad 01-50)	Dunk 5l, trp fp 4st
ULTRGELCLEAR5P (Parker ofärgad 03-50)	Dunk 5l, trp fp 4st

ViTri Medical AB

Tel: 08-747 76 60

Stensåtravägen 9a

127 39 Skärholmen

info@vitri.se