

Antibac Utstyrsdesinfeksjon 95 %

Produktfakta

Utstyrsdesinfeksjon er et spesialprodukt for desinfisering av instrumenter og utstyr. Væsken er syntetisk fremstilt for å unngå sporer, og inneholder 95 % alkohol med hovedandel etanol av farmasøytisk kvalitet. Produktet tilfredsstiller gjeldende EN-standarder.

Antibac leverer utstyrsdesinfeksjon i tre forpakninger: flaske à 750 ml, kanne à 25 liter (bestillingsvare) og fat à 198 liter (bestillingsvare).

Bruksområder

Utstyrsdesinfeksjon 95 % er godt egnet der man ikke kan eller skal bruke vann, og ved desinfisering av instrumenter og utstyr som lett korroderer. Produktet anbefales til utstyr der utformingen gjør lufttøring tidkrevende.

Bruksveiledning

Påfør Antibac Utstyrsdesinfeksjon på aktuelt område og la det lufttørke. Produktet skal ha en virketid på 2 minutter.



Forpakninger

600523	Antibac Utstyrsdesinfeksjon 95 % Flaske	750 ml
600542	Antibac Utstyrsdesinfeksjon 95 % Kanne	25 liter
600540	Antibac Utstyrsdesinfeksjon 95 % Fat	198 liter

Antibac AS

Hagaløkkveien 13, 1383 Asker. Post: Postboks 103, 1371 Asker
Tlf: +47 66 77 11 70 · Org.nr: 994 825 011
Web: www.antibac.no · Epost: ordre@antibac.no