



Dispenser til kluter

Dispensere



Antibac® Dispenser til Antibac® overflatedesinfeksjon kluter i spann (art. nr. 603047).

Bruksområde	Ideell å bruke for overflatedesinfisering i storhusholdning, næringsmiddelindustri, helseinstitusjoner etc.		
Produktegenskaper	Antibac dispenser til kluter brukes til Antibac kluter i spann (art. nr. 603047) for overflatedesinfisering. Dispenseren er en praktisk, veggmontert løsning som gir rask og enkel tilgang til de 300 bruksklare klutene. Posen med kluter plasseres i dispenseren, og klutene dras enkelt ut av en silikonventil i toppen. Dispenseren er av solid plastmateriale og er enkel å montere på vegg. Dispenseren åpnes/lukkes med medfølgende nøkkel.		
Bruksanvisning	Dispenseren er en praktisk, veggmontert løsning som gir rask og enkel tilgang til de 300 bruksklare klutene. Posen med kluter plasseres i dispenseren, og klutene dras enkelt ut av en silikonventil i toppen.		
Merk	Dispenseren er enkel å rengjøre, og tåler både vaskemidler, såpe og alkohol/annen desinfeksjon.		
Tekniske spesifikasjoner	Høyde	346 mm	
	Bredde	225 mm	
	Dybde	234 mm	

Forpakningsstørrelse Salgsenhet / Artikkel nr.	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)
1 x 1 stk	601012	7054956010128	7054957010127



Tilleggsinformasjon Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.