

Disse poser er mest velegnede til kolostomier eller stomier med behov for færre poseskift. Dette produkt er del af en 2-dels stomibandage. Den lukkede pose er designet til at blive skiftet efter behov.

Posen kan kobles til en flad, soft konveks eller konveks Conform 2-plade i alle klæbevarianter.

- Integreret koblingssystem - et hørbart klik indikerer, at systemet er sikkert låst
- Integrerede bælteører for nem fastgørelse af et stomibælte
- Integreret AF300-filter muliggør en langsom frigivelse og neutralisering af lugt fra posen
- Beige poseflange
- Pose med anatomisk form
- Posefilm med lugtbarriere
- Blødt, beige ComfortWear-stoflag øger komfort mod huden og giver diskretion
- Transparent – kun på kropssiden
- Beige – begge sider



Størrelse	Mini	Midi	Midi	Maxi	Maxi
Kapacitet	250 ml	550 ml	550 ml	700 ml	700 ml
Æsker á	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk
Ringstørrelse	REF	REF	REF	REF	REF
	Farvet	Klar	Farvet	Klar	Farvet
45 mm	24410	24500	24400		24420
55 mm	25410	25500	25400	25520	25420
70 mm	27410	27500	27400		27420