

Tubenett Surgifix Zerolatex



Surgifix anbefales ved fiksering av bandasjer, kompresser mm. Produktet er hudvennlig og permanentelastisk. Dette på grunn av at tubenettet har en struktur som gjør at nettet husker sin form og holder bandasjen sikkert på plass under lang tid. Produktet er hvitt med farget kant.

Materiale: 86% polyamid, 14% elastomer
 Strukket lengde: 25m (elasticitet ca 275%)

Lev artikkelnummer	Spesifikasjon	Material	Forpakkingsstørrels
00250001	A 1,2cmx25m lyseblå	Latexfri	1
00250002	B 2,3cmx25m grønn	Latexfri	1
00250003	C 3,4cmx25m gul	Latexfri	1
00250004	D 4,4cmx25m brun	Latexfri	1
00250005	E 5,6cmx25m violett	Latexfri	1
00250006	F 7,2cmx25m orange	Latexfri	1
00250007	G 8cmx25m brunrød	Latexfri	1
00250008	H 10,1cmx25m rød	Latexfri	1
00250009	I 13,5cmx25m mørkblå	Latexfri	1

CE-mærkning: Klass 1 enligt MDD