


Tubenett Surgifix Zerolatex



Surgifix anbefales ved fiksering av bandasjer, kompresser med mer. Produktene er hudvennlige og permanent elastisk. Dette på grunn av at tubenettet har en struktur som gjør at nettet "husker" sin form og holder bandasjen sikkert på plass over lang tid. Produktet er hvitt med farget kant.

Materiale: 86% polyamid, 14% elastomer
Utstrukket lengde: 25m (elastisitet ca 75%)

Lev art. nummer	Spesifikasjon	Material	Enhet
00250001	A 1,2cmx25m ljusblå	Latexfri	1
00250002	B 2,3cmx25m grøn	Latexfri	1
00250003	C 3,4cmx25m gul	Latexfri	1
00250004	D 4,4cmx25m brun	Latexfri	1
00250005	E 5,6cmx25m violett	Latexfri	1
00250006	F 7,2cmx25m orange	Latexfri	1
00250007	G 8cmx25m roströd	Latexfri	1
00250008	H 10,1cmx25m röd	Latexfri	1
00250009	I 13,5cmx25m mörkblå	Latexfri	1

CE-merking: Klasse 1 iht MDD