

SELEFA® non-woven kompresser, 2-pakning, sterile

REF: 2232702, 2232722, 2232742, 2232762

SELEFA® sterile non-woven kompresser, 4-lags, er produsert av mykt og svært absorberende non-woven-materiale. De brukes hovedsakelig til å rense og absorbere sårveske fra sår og skrubbsår.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Non-woven viskose/polyester av høy kvalitet
- ▶ Løser lite og er svært mykt
- ▶ Holder fasongen selv når den er våt
- ▶ Uten bindemidler og optiske blekemidler
- ▶ Effektiv til væske- og sårveskeabsorpsjon
- ▶ Kleber mindre til såret enn gasbind
- ▶ Leveres i flere størrelser.
- ▶ Til rensing og polstring av sår, absorpsjon av sårveske, preoperativ rensing av huden osv.
- ▶ Kan brukes som primær- eller sekundærbandasje
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ 2-pakn.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
2232702	Non-woven kompresser, 4-lags, 2-pakning, sterile, Hvit	5x5 cm,	140 / 2800
2232722	Non-woven kompresser, 4-lags, 2-pakning, sterile, Hvit	7,5x7,5 cm	140 / 2800
2232742	, Hvit		140 / 2520
2232762	Non-woven kompresser, 4-lags, 2-pakning, sterile, Hvit	10x20 cm	70 / 1260

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

N/A



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, N/A

Materiale

Produkt del

Råmateriale og egenskaper

Hovedmateriale

Non-woven, 70 % viskose og 30 % polyester, hvit

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	2232702: 98 x 116 2232722: 72 x 88 2232742: 98 x 113 2232762: 122 x 138
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2232702: 237 x 100 x 116 2232722: 90 x 70 x 180 2232742: 115 x 95 x 180 2232762: 140 x 120 x 180
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2232702: 595 x 245 x 415 2232722: 370 x 190 x 370 2232742: 595 x 200 x 370 2232762: 435 x 370 x 370
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
2232702	06438129151053	06438129351057	06438129551051
2232722	06438129151060	06438129351064	06438129551068
2232742	N/A	N/A	N/A
2232762	06438129151084	06438129351088	06438129551082

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.