



## tg<sup>®</sup> tubegas

### Tubulær fikserbandasje

Et fin, sømløs, strikket tubulær bandasje med et utall ulike bruksmuligheter. Svært komfortabelt og tilpasningsbart etter ekstremiteten. Ideell som beskyttelse under gips.

Bandasjen består av 67% bleket bomull og 33%

viskose. tg tubegas går att steriliseres (

autoklave121°C).

Art.nr 24000-24007 leveres i 20m ruller. Art.nr 24030-31 leveres i 10m ruller.

Størrelse/cm	Passer	Art.nr	Avdfp	Trpfp
1/1,4	Finger/tå	24 000	1	20
2/2,3	Finger/tå	24 001	1	20
3/3,0	Finger/ barneben	24 002	1	10
5/5,5	Arm/underben/ barneben	24 003	1	10
6/6,5	Arm/ Normalt ben	24 004	1	10
7/7,0	Kraftig arm/ ben/barnehode	24 005	1	18
9/8,5	Kraftig lår/ hode/armhule	24 006	1	12
12/12,0	Ekstrastort lår /hode/barnekropp	24 007	1	12
K1/16,0	Liten-mellomstor	24 030	1	10
K2/21,0	Stor/ kropp	24 031	1	10