

Tørr prøvetakingsppinne i rørforpakning.

Art nr: CP159C

Prøvetakingspinne i plast/ Polyester, Dacron – Vanlig tupp

Rørforpakning med Rød kork



Beskrivelse	Forpakningsstørrelser
Hals, sår og faeces vanlig prøvetakingspinne i plast med tupp av plast / polyester, dacron med transportrør. Transportrør av hard polypropylen for trygg transport. Steril CE0344 ISO 13485 ISO 9001:2008	10x100 stk