

Sanicare Urinflaska för män

Urinflaska flergångs, i vit polyetenplast med lock, för män. Volymen är 1000 ml med gradering. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90°C



Sanicare art nr	2901
Antal produkter	1
Antal produkter/ transport fp	48
Vikt per produkt, g	5
Material	Polyeten
Rengöring, flaska	Tål värmedesinfektion upp till 90°C
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg