

## Tubulær nettbandasje Surgifix Zerolatex



Surgifix anbefales ved fiksering av bandasjer, kompresser mm. Produktet er hudvennlig og permanentelastisk. Dette på grunn av at den tubulære nettingbandasjen har en struktur som gjør at nettet husker sin form og holder bandasjen sikkert på plass i lang tid. Produktet er hvitt med farget kant.

Materiale: 86% polyamid, 14% elastomer

Strukket lengde: 25m (elastisitet ca 275%)

Artikkelnummer	Spesifikasjon	Materiale	Forpakning	
00250001	A	1,2cmx25m lysblå	Latexfri	1
00250002	B	2,3cmx25m grønn	Latexfri	1
00250003	C	3,4cmx25m gul	Latexfri	1
00250004	D	4,4cmx25m brun	Latexfri	1
00250005	E	5,6cmx25m lilla	Latexfri	1
00250006	F	7,2cmx25m orange	Latexfri	1
00250007	G	8cmx25m mørkrød	Latexfri	1
00250008	H	10,1cmx25m rød	Latexfri	1
00250009	I	13,5cmx25m mørkblå	Latexfri	1

CE-mærkning: Klass 1 enligt MDD