


Tubenett Surgifix Zerolatex



Surgifix anbefales ved fiksering av bandasjer, kompresser med mer. Produktet er hudvennlig og permanent elastisk, da tubenettets struktur gjør at nettet holder sin form og holder bandasjen sikkert på plass over lang tid. Produktet er hvitt med farget kant.

Materiale: 86% polyamid, 14% elastomer

Uttrukket lengde: 25m (elastisitet ca 275%)

Lev artikkelnummer	Spesifikasjon	Material	Forpakkingsenhet
00250001	A 1,2cmx25m lysblå	Lateksfri	1
00250002	B 2,3cmx25m grønn	Lateksfri	1
00250003	C 3,4cmx25m gul	Lateksfri	1
00250004	D 4,4cmx25m brun	Lateksfri	1
00250005	E 5,6cmx25m fiolett	Lateksfri	1
00250006	F 7,2cmx25m orange	Lateksfri	1
00250007	G 8cmx25m rustrød	Lateksfri	1
00250008	H 10,1cmx25m rød	Lateksfri	1
00250009	I 13,5cmx25m mørkeblå	Lateksfri	1

CE-merking: Klasse 1 iht MDD