

Tubenett Surgifix Zerolatex



Surgifix anbefales ved fiksering av bandasjer, kompresser med mer. Produktet er hudvennlig og permanentelastisk, da tubenettet har en struktur som gjør at det beholder sin form og dermed holder bandasjen sikkert på plass over en lang tid. Produktet er hvitt med farget kant.

Materiale: 86% polyamid, 14% elastomer
Uttrukket lengde: 25m (elastisitet ca 275%)

Lev artikkelnummer	Spesifikasjon	Materiale	Enhet
00250001	A 1,2cmx25m lyseblå	Lateksfri	1
00250002	B 2,3cmx25m grønn	Lateksfri	1
00250003	C 3,4cmx25m gul	Lateksfri	1
00250004	D 4,4cmx25m brun	Lateksfri	1
00250005	E 5,6cmx25m fiolett	Lateksfri	1
00250006	F 7,2cmx25m orange	Lateksfri	1
00250007	G 8cmx25m rustrød	Lateksfri	1
00250008	H 10,1cmx25m rød	Lateksfri	1
00250009	I 13,5cmx25m mørkeblå	Lateksfri	1

CE-merking: Klasse 1 iht MDD