


Tubenett Surgifix



Surgifix er en tubulær elastisk nettbandasje for fiksering av bandasjer over hele kroppen. Komfortabel å ha på, består av bomull, polyamid og latex.


Lagring av nettbandasjen i forpakningen gjør at produktet beholder sin elastisitet.

Materiale

Polyester: polyester 38%, polyamid 35%, latex 27%

Bomull: bomull 58%, polyamid 24%, latex 18%

Lev artikkelnummer	Spesifikasjon	Materiale	Pakningsstørrelse
1902440	nr1 25m	Polyester	1
1902450	nr2 25m	Polyester	1
1902460	nr3 25m	Polyester	1
70099	nr3 25m	Bomull	1
1902470	nr4 25m	Polyester	1
70100	nr4 25m	Bomull	1
1902480	nr5 25m	Polyester	1
70101	nr5 25m	Bomull	1
1902500	nr6 25m	Polyester	1
70104	nr6 25m	Bomull	1
1902510	nr7 25m	Polyester	1
70105	nr7 25m	Bomull	1
70106	nr8 25m	Bomull	1
1902520	nr8 25m	Polyester	1
70107	nr9 25m	Bomull	1
1902530	nr9 25m	Polyester	1
1902540	nr10 25m	Polyester	1

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Calibro Size Gamme Kaliber Calibre	Lunghezza in tensione Length under tension Longueur en tension Länge in gespanntem Zustand Longitud tensa (m)	Calibro Size Gamme Kaliber Calibre	Lunghezza in tensione Length under tension Longueur en tension Länge in gespanntem Zustand Longitud tensa (m)	Calibro Size Gamme Kaliber Calibre	Lunghezza in tensione Length under tension Longueur en tension Länge in gespanntem Zustand Longitud tensa (m)
0/0,5 	25	5 	25	9 	25
1 	25	5,5 	25	10 	25
2 	25	6 	25		
3 	25	7 	25		
4 	25	8 	25		