


Tubnät Surgifix




Surgifix rekommenderas för att hålla bland annat gasbindor på ett mycket lämpligt sätt. Tack vare sin mångsidighet passar den på alla delar av kroppen, även de som ofta är svåra att behandla. Förpackningen är tillverkad för att spara tid vid behandling och lagringen av nätet i förpackningen gör att produkten bibehåller sin elasticitet.

Material

Polyester: polyester 38%, polyamid 35%, latex 27%

Bomull: bomull 58%, polyamid 24%, latex 18%

Lev artikelnummer	Specifikation	Material	Förpackningsstorlek
1902440	nr1 25m	Polyester	1
1902450	nr2 25m	Polyester	1
1902460	nr3 25m	Polyester	1
70099	nr3 25m	Bomull	1
1902470	nr4 25m	Polyester	1
70100	nr4 25m	Bomull	1
1902480	nr5 25m	Polyester	1
70101	nr5 25m	Bomull	1
1902500	nr6 25m	Polyester	1
70104	nr6 25m	Bomull	1
1902510	nr7 25m	Polyester	1
70105	nr7 25m	Bomull	1
70106	nr8 25m	Bomull	1
1902520	nr8 25m	Polyester	1
70107	nr9 25m	Bomull	1
1902530	nr9 25m	Polyester	1

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Calibro Size Gamme Kaliber Calibre	Lunghezza in tensione Length under tension Longueur en tension Länge in gespanntem Zustand Longitud tensa (m)	Calibro Size Gamme Kaliber Calibre	Lunghezza in tensione Length under tension Longueur en tension Länge in gespanntem Zustand Longitud tensa (m)	Calibro Size Gamme Kaliber Calibre	Lunghezza in tensione Length under tension Longueur en tension Länge in gespanntem Zustand Longitud tensa (m)
0/0,5 	25	5 	25	9 	25
1 	25	5,5 	25	10 	25
2 	25	6 	25		
3 	25	7 	25		
4 	25	8 	25		