



Värmebehållare E 1

Tillverkad i rostfritt stål. Termostatstyrd mellan 71-74°C. Levereras med gallerinsats och 4 standardpackningar. Yttermått: Bredd 33 cm, djup 20 cm, höjd 41 cm.

OneMed artnr: 310034



Värmebehållare E 2

Tillverkad i rostfritt stål. Termostatstyrd mellan 71-74°C. Levereras komplett med gallerinsats, avtappningsslang, 3 standard, 1 nacke och 2 extra stora packningar. Yttermått: Bredd 38 cm, djup 33 cm, höjd 51 cm

OneMed artnr: 310035



Värmebehållare rund, bordsmodell

Tillverkad av emaljerad plåt. Temperaturen kan varieras mellan 30-100°C. Cylinderformad. Priset inkluderar ett rostfritt galler med krympslang för att minska botten slitage. Effekt: 1800 w. Plats för 6 standardpackningar. Mått: höjd 47 cm, diameter 37 cm.

OneMed artnr: 310037

Värmepackningar med lera



Nackmodell, 13x61 cm, typ B



Ryggmodell, 25x61 cm, typ A



Extra stor, 38x61 cm, typ C



Knä/skuldra, 25x50 cm, typ K
med hål i centrum



Halvstorlek, 13x30 cm, typ D

Fuktig värme. Packningarna är sydda i olika sektioner som är fyllda med en speciallera. De förvaras i en värmebehållare med vatten vid en temperatur av cirka 71°C. Lägg alltid packningen på patienten, inte tvärtom.

OneMed artnr:	Beskrivning
310038	Nackmodell
310039	Ryggmodell
310040	Extra stor
310041	Knä/skuldra
310042	Halvstorlek



Frotté, till standardpackning



till extra stor och ryggpackning



Frotté, till nackpackning

Omslag av frotté med kardborreband. Passar till värmepackningarna av lera.

OneMed artnr:	Beskrivning
310043	Standard
310044	Rygg, extra stor
310045	Nacke