

LoFric®



LoFric-familjen

- En kateter för varje person, en kateter för varje situation
- Bästa miljöval*

LoFric – det klassiska originalet

LoFric® är vår klassiska hydrofila lågfriktionskateter, som kom 1983 och som fortfarande är den hydrofila lågfriktionskateter som de allra flesta känner till. Det är en kateter för alla tillfällen – idealisk både i sjukhusmiljö och för hemmabruk.

LoFric behöver rent vatten för aktivering av den hydrofila ytan, Urotonic™ Surface Technology. LoFric har klinisk evidens som borgar för säker intermittent kateterisering – även under många års användning. LoFric finns i längder och storlekar som passar kvinnor, män och barn.

LoFric – originalet som fungerar för alla.

Funktioner

- Bekväm kateterisering
- Långtidsdokumenterad
- Urotonic™ Surface Technology
- PVC-fri och bästa miljöval*

**Journal of Cleaner Production; Strippel et al.*

Användning

Intermittent Kateterisering
Kateterisering
Dilatation
Instillation

Egenskaper

LoFric har det unika ytskiktet Urotonic™ Surface Technology, som består av PVP och koksalt och som har en oöverträffad förmåga att bibehålla vattnet under hela kateteriseringen. Fördelen med detta är minskad friktion och därmed reducerad risk för skador och komplikationer. Kateterspetsen och ögonen är lätt rundade.

Miljö

LoFric är helt PVC-fri, vilket är ett direkt svar på brukares, vårdpersonals och myndigheters höga miljökrav. Man efterfrågar det bästa tillgängliga materialet, som kombinerar goda produktens egenskaper och högsta möjliga miljöprestanda.

LoFric är tillverkad av POBE, som är ett material med optimerad sammansättning specifikt för LoFric-familjen.

I en vetenskaplig studie utförd av IVL, Svenska Miljöinstitutet, jämförs olika plastmaterial för användning som råkatetermaterial med avseende på deras miljöpåverkan, sett ur ett livscykelperspektiv. I artikeln har man via tre sk. impact assessment methods kunnat konstatera att det nya materialet POBE är ett bättre miljöval än övriga tillgängliga.

Material

POBE är en polyolefinbaserad elastomer som är ett elastiskt, ftalatfritt material som kombinerar PVC-materialets goda användaregenskaper med exceptionellt bra miljöprestanda. Polyolefiner som är basen i LoFric, är polymerer som endast innehåller kol, väte och syre. Produkten är CE-märkt.

Patientsäkerhet

LoFric har funnits på marknaden i snart 30 år. Under årens lopp har den fått utbredd användning vid intermittent kateterisering. LoFric är den mest väldokumenterade katetern i världen. Det finns övertygande kliniska evidens till stöd för att LoFric är säker även under långtidsanvändning.

Ett stort antal långtidsstudier visar entydigt goda resultat. LoFric är både skonsam och säker. Studierna finns att tillgå via Wellspect HealthCare.

Sterilisering och varaktighet

Katetrarna är steriliserade med Etylenoxid. Steriliseringskontroll utförs av Wellspect HealthCare, Mölndal.

Varje förpackning har uppgift om sista rekommenderade förbrukningsdag.

Sortiment

Det stora utbudet av storlekar och varianter gör att det finns en LoFric för varje behov och krav. Nelatonspetsen är rak och avsedd för kvinnor, män, barn och ungdomar. Tiemannspetsen är böjd och avsmalnande, den är avsedd för män med trång uretra, på grund av t.ex. förstörd prostata eller strikturer.

LoFric®

Ref	Produkt	Längd	Storlek
400 08 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton	40 cm	CH 22
402 06 00	LoFric® Nelaton	30 cm	CH 06
402 08 00	LoFric® Nelaton	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton	30 cm	CH 10
401 06 00	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 06
403 08 00	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton	15 cm	CH 14

Avdelningsförpackning: 30 st.
Transportkartong: 4 X 30 st. = 120 st.

LoFric® (Tiemann)

Ref	Produkt	Längd	Storlek
405 10 00	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 18
405 20 00	LoFric® Tiemann	40 cm	CH 20

Avdelningsförpackning: 230 st.
Transportkartong: 4 X 30 st. = 120 st.

Välkommen att besöka www.lofric.se för mer information!
Du når oss även på LoFric-linjen 020-98 85 85