




Vagispec 1320

Wing Plasts Vagispec 1320 er et vinkelspekulum til engangsbruk framstilt av miljøvennlig plast. Instrumentet er velkjent i det skandinaviske helsevesenet og har følgende fordeler:

- *En stabil konstruksjon*
- *Forskjellig bredde på spatlene*
- *Behagelig grep*
- *Slette og lett avrundede kanter som bidrar til en skånsom undersøkelse av kvinnen*
- *Kan med fordel brukes i kombinasjon med Vagipress 1410 / 1420 (se baksiden)*



**Materiale**



- Polystyren, slagfast (Opak)
- Smeltetemperatur: 90-100 °C
- Kan ikke autoklaveres
- Lateks-fritt
- Miljøvennlig

**Vekt**

- Del: 23 g
- Transportforpakning: 20 kg

Forpakning

- Avdelingsforpakning: 100 stk. (4 x 25)
- Transportforpakning: 800 stk.
- Pallmengde: 12 800 stk.

Transportforpakning**Pall**

Vekt: 340 kg
Volum: 1,7 m³

Kvalitet

- ISO 9001:2000

Miljø

- ISO 14001:2004

Arbeidsmiljø

- AFS 2001:1

