




Urinprovsbägare Olle 1621

Wing Plasts urinprovsbägare Olle 1621 är en engångs urinbägare i miljövänlig, glasklar plast med ett tätslutande lock.

- Försedd med skrivbar, självhäftande namnetikett
- Storlek 25 ml
- Flat botten vilket gör att man kan ställa den upprätt utan någon ställning



**Material**



- Polystyren glasklar, Polyeten LD
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig

**Vikt**

- Detalj: 8 g
- Transportförpackning: 9 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 1 000 st
- Pallkvantitet: 20 000 st

Transportförpackning**Pall**

Vikt: 200 kg
Volym: 2,1 m³

Kvalitet

- ISO 9001

Miljö

- ISO 14001

Arbetsmiljö

- AFS 2001

