



WP Ultralyd gel 260 g 4151

Wing Plastic Ultrasonic Gel 4151 er en kontaktgel for ultralyd av veldig høy kvalitet.


Finnes i størrelsene 260 g, 1 kg og 5 kg.

Også tilgjengelig som blå. og i

Steril versjon på 20 g.

- Inneholder ikke salt for å forhindre skade på sonder
- Irriterer ikke huden selv etter mange skanninger
- Utmerket viskositet (80000 RPM5-STD 18C)
- Rask overføringshastighet
- Perfekt akustisk impedans
- Ekstremt effektiv
- Bakteriostatisk nivåer lavere enn tillatt selv etter de strengeste internasjonale standardene

WP Ultralyd gel 260 g 4151



Innhold

- Vann
- Polymer
- Fuktighetskrem
- Konserveringsmiddel

Informasjon

- Det er dermatologisk testet og inneholder ikke salt

Vekt



- Detalj: 260 g
- Transportemballasje: 7 kg
- Palle: 736 kg

Emballasje

- Avdelingsemballasje: 25 stk
- Transportemballasje: 25 stk
- Pallemengde: 2400 stk

Transportemballasje

Palle



30-4151-001-210104