



Clickfine®
AutoProtect™

Enjoy safety.



swissmade 

Tack för att det finns en kanyl som bara sticks när den ska stickas.

- Patenterad låsmekanism för skydd mot stickskador
- Speciell silikontbehandling för maximal injektionskomfort
- Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor
- Uppfyller kraven i direktivet 2010/32/EU¹
- Patenterad universal click-teknologi

Prisbelönades 2009 av
Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design



More freedom. More confidence. With mylife™.

YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS



Livet har redan tillräckligt med risker

Varje år skadas miljoner människor i världen av använda kanyler – bland annat inträffar fler än en miljon stickskador av kanyler bara i EU². Vårdpersonal är särskilt utsatt för risken att skadas av använda kanyler. Infektionsrisken kan lätt undvikas med den nya mylife™ Clickfine® AutoProtect™-pennkanylen från Ypsomed.

Prisbelönades 2009 av
Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design



8 mm, 29G/0.33 mm, 100 säkerhetskanyler per förpackning



Vi bryr oss om din säkerhet

Med det innovativa och patenterade låssystemet minskar mylife™ Clickfine® AutoProtect™ signifikant risken för stickskador, och uppfyller därmed kraven i direktivet 2010/32/EU¹.

Pennkanylen mylife™ Clickfine® AutoProtect™ har en säkerhetsmekanism som

- Är inbyggd i systemet
- kan användas med en hand
- Låses automatiskt omedelbart efter injektionen
- Förhindrar upprepad användning
- Laddas på ett sådant sätt att det känns och hörs



Hur kanylen fungerar



mylife™ Clickfine® AutoProtect™
med skyddshylsa



Före injektion: kanylen
skyddas av skyddshylsan



Under injektion: skyddshylsan
frigör kanylen



Efter injektion: automatisk
låsnings och röd låsindikator

¹ Direktivet 2010/32/EU – förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.

² Kenneth Strauss, WISE Consensus Group and Philippe Kiss; Diabetes & Metabolism, Volume 38, Supplement 1, January 2012, Pages S2–S8.



Universal click

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ passar alla ledande fabrikat av injektionspennor

Pennkanylerna mylife™ Clickfine® AutoProtect™ är testade enligt ISO 11608-2 och fullt fungerande och med bättre säkerhet när de används med de angivna injektionspennorna.

Diabetespennor

Amylin Pharmaceuticals, LLC.

SymlinPen™

Amylin Pharmaceuticals, LLC. and Eli Lilly and Company

BYETTA™ Exenatide

B. Braun Medical AG

Omnican® Pen

Berlin Chemie AG

BerliPen® 301, 302 + junior, BerliPen® areo + areo 2

Eli Lilly and Company

HumaPen® Luxura, Luxura HD, Memoir™, HumatroPen™, HumatroPen™ 3, Humalog® Pen, KwikPen™

Novo Nordisk Pharma AG

NovoPen® 3, 4 + Junior, FlexPen®, Next Generation FlexPen®, Victoza®

Owen Mumford, Inc.

Autopen®, Autopen® 24

Diabetespennor

Sanofi-Aventis (Schweiz) AG

OptiPen®Pro, OptiSet®, OptiClik®, SoloStar®, ClikStar®, TactiPen®

Ypsomed AG

YpsoPen®, ServoPen®, GansulinPen

Andra pennor

F. Hoffmann – La Roche AG

Roferon® Pen

Genentech, Inc.

Nutropin AQ Pen®

Merck Serono S.A.

GONAL-f™

Pfizer Ltd.

Genotropin Pen®

Vissa injektionspennor kanske inte finns tillgängliga i alla länder. Vid tveksamheter, kontakta injektionspennans tillverkare. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Följ injektionspennans bruksanvisning innan du använder mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennkanyl.



Säkerhet du kan lita på

En risk mindre gör livet mycket enklare

“Injektioner är en del av mitt dagliga arbete. I det rutinarbetet kan det hända att uppmärksamheten minskar, och då finns det risk för kanylstick och till och med infektioner. Med pennkanylen mylife™ Clickfine® AutoProtect™ behöver jag aldrig hantera oskyddade kanyler. Det är lätt att ladda kanyler och jag känner mig säker hela tiden.”

Stickproblem löser sig automatiskt

“Det är vår lagstadgade och moraliska plikt att vidta bästa möjliga skyddsåtgärder för vår vårdpersonal. Därför arbetar vi med mylife™ Clickfine® AutoProtect™ från Ypsomed. Den automatiska säkerhetsmekanismen ger ett pålitligt skydd mot skador – och därför mot kostnader.”

More **freedom.**
More **confidence.**
With **mylife™**.



Blodsockermätare



Kanyler och säker-
hetskanyler till
injektionspennor



Infusionssystem



Tillbehör
och service

mylife™ är en serie produkter och tjänster för personer med diabetes. Med mylife™ får man allt man behöver för enkel och pålitlig egenvård för det liv man vill leva.



Internetlänk
för smartphones

Kundtjänst 020 612 200

Mer information finns på www.mylife-diabetescare.se

Ypsomed AB // Adolfsbergsvägen 31 // SE-168 66 Bromma
T +46 8 601 25 50 // info@ypsomed.se // www.ypsomed.se