

Product Data Sheet

Burk med skruvlock **REF**
GREI201150

Tryckt: 27.11.2013

REF	Storlek	
GREI201150	30 mL	
Material:	PS, HDPE	
Egenskaper:	Greiner bio-one PS, med vitt lock i HDPE Universalburk för diverse ändamål • Tillverkad i Class II Clean Room environment • Engångs • Temperaturområde -20 to +60 °C 25x91 mm utan etikett	
Steril produkt:	Nej, tillverkad i renrumsmiljö	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	50	
Avdelningsförpackning/st:	50	
Transportlåda/st:	400	